



ANESTESIA | RESPIRATORIA

ANESTHESIA | RESPIRATORY

MASCARILLA DE OXÍGENO TIPO VENTURI

Características Especiales



Tubo de PVC de alta calidad con una longitud de 2 metros.



Tubería de oxígeno anti-aplastamiento y conector con rotación de 360°.



Soporte nasal metálico para mayor fijación y cinta elástica cómoda.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Presentación

Concentraciones de Oxígeno

24% 28% 31% 35% 40% 50% 60%

Pack 1 und.

Bulto: 100 unds.



MASCARILLA DE OXÍGENO CON RESERVORIO

Características Especiales



Soporte nasal metálico para mayor fijación y cinta elástica cómoda.



Tubo de PVC de alta calidad con una longitud de 2 metros



Bolsa reservoria de gran calidad y resistencia,

Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Estéril No Tóxico

Presentación

Pack 1 und.

Bulto: 100 unds.





MASCARILLA DE OXÍGENO

Características Especiales



Soporte nasal metálico para mayor fijación y cinta elástica cómoda.



Perforaciones Laterales para una mejor fluides del oxígeno



Tubo de PVC de alta calidad con una longitud de 2 metros.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Presentación

Pack 1 und.

Bulto: 100 unds.

MASCARILLA DE NEBULIZACIÓN

Características Especiales



Soporte nasal metálico para mayor fijación y cinta elástica cómoda.



Perforaciones Laterales para una mejor fluides del medicamento



Tubo de PVC de alta calidad con una longitud de 2 metros.

Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Estéril No Tóxico

Presentación

Pack 1 und.

Bulto: 100 unds.




KIT CIRCUITO CORRUGADO DE ANESTESIA PARA ADULTO

Características Especiales



Mascara de Oxígeno
de silicona libre de látex para casi un 0% de alergia.



Tubería expandible y corrugada
de 1 a 1.8 metros y claro para mayor comodidad y visualización.



Bolsa Reservoria
de oxígeno resistente a cualquier medio y a cualquier tipo de uso.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Pack
1 und.

Bulto:
50 unds.

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN

Características Especiales



Conexión estándar
de 15mm, libre de látex, no tóxica y libre de pirógenos.



Presión de inflación
Máxima del balón: 2.5 Kpa



Fabricado 100%
en PVC de grado médico, transparente y flexible, Línea radiopaca y marca de profundidad.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Medidas Disponibles | **6.5 | 7.0 | 7.5**

Caja:
10 unds.

Bulto:
100 unds.

EJERCITADOR PULMONAR TRIFLO

Características Especiales



Sistema de Medición
de 3 esferas.



Ayuda a lograr una óptima
capacidad pulmonar y a restaurar
patrones de respiración
interrumpidos.



Plástico Compacto
resistente a caídas.



No Estéril Registro Sanitario - SENCAMER
No Tóxico y Código de Barras individual

Presentación

 **Pack**
1 und.

 **Bulto:**
24 unds.