



CATÉTERES

CATHETERS




CATÉTER I.V. INTRAVENOSO


Características Especiales



Punta de la aguja
con corte preciso y bisel del conducto permiten una penetración sencilla y fluida en las vías del paciente.



Cavidad posterior
transparente, facilita la visualización de la sangre.



Diseño Acanalado
para una mejor separación, una vez que el catéter esta introducido.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

● 18G ● 20G ● 22G ● 24G

Caja:
50 unds.

Bulto:
1.000 unds.

EQUIPO PERICRANEAL SCALP VEIN SET

Características Especiales



Punta de aguja
con diseño delicado, punción suave y alto flujo.



Alas Blandas
para facilitar la fijación.



Tubo de PVC
de grado médico y su tamaño distinguido por el color del ala.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

● 19G ● 21G ● 23G ● 25G

Caja:
100 unds.

Bulto:
2.000 unds.



CATÉTER BILUMEN PARA HEMODIALISIS


Características Especiales



Catéter fabricado con silicona premium de alta biocompatibilidad.



Catéter más flexible minimiza el trauma en la vena y reduce el incidente de coágulos.



Kit incluye

- Guía marcada de doble propósito.
- Bisturí nro. 11.
- Aguja introductora y jeringa de 5ml.
- Dilatador de vasos.
- Bloqueos de heparina.
- Vendaje transparente.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Presentación

12FR X 20CM

Pack
1 und.

Caja:
10 unds.

Bulto:
40 unds.



CATÉTER DE VÍA CENTRAL TRILUMEN

Características Especiales



Kit incluye

- Alambre guía.
- Abrazadera de catéter.
- Aguja introductora y jeringa de 5 ml.
- Dilatador de vasos.
- Tapón de inyección.
- Aguja de inyección #7.

Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual Estéril No Tóxico



Catéter fabricado con silicona premium de alta biocompatibilidad para el cateterismos de la **vía cava** y el monitoreo intermitente o continuo de la **presión venosa**.

Presentación

7FR X 20CM

Pack
1 und.

Caja:
10 unds.

Bulto:
40 unds.

