



GUANTES
MEDICAL GLOVES



GUANTES QUIRÚRGICOS

Características Especiales



Pre-Empolvados
agarre superior sin comprometer la flexibilidad, el tacto o la comodidad.



Resistencia
contra sustancias indeseadas.



Esterilizado
de primera calidad.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Tallas: 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0

 **Caja:**
50 pares

 **Bulto:**
500 Pares

PERFIL DEL GUANTE

Tamaño	Peso (gr)	Longitud (mm) (min)	Ancho de palma	Muñeca	Espesor (mm)	
					Palma	Punta del Dedo
6.5	3.0gr	245 mm	83 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
7.0	3.5gr	265 mm	89 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
7.5	4.0gr	265 mm	95 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
8.0	4.5gr	265 mm	102 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm

Resistencia a la Tensión		Elongación		Fuerza de rotura	
Antes de Usar	24 MPa	Antes de Usar	750%	Antes de Usar	9N
En Uso	18 MPa	En Uso	560%	En Uso	9N

GUANTES DE NITRILO

Características Especiales



Resistencia
contra sustancias indeseadas y mayor Precisión de manejo.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual



Ambidiestro
adaptable a cualquier mano, ajustable y elástico.

Estéril
No Tóxico



Libre de Talco
no estéril y libre de látex, Nitrilo de alta calidad.

Presentación

Tallas:
S | M | L | XL

 **Caja:**
100 unds.

 **Bulto:**
1.000 unds.

PERFIL DEL GUANTE


Tamaño	Peso (gr)	Longitud (mm) (min)	Ancho de palma	Muñeca	Espesor (mm)	
					Palma	Punta del Dedo
S	3.0gr	240 mm	80 mm	0.04 mm	0.06 mm	0.07 mm
M	3.5gr	240 mm	95 mm	0.04 mm	0.06 mm	0.07 mm
L	4.0gr	240 mm	110 mm	0.04 mm	0.06 mm	0.07 mm
XL	4.5gr	240 mm	120 mm	0.04 mm	0.06 mm	0.07 mm

Resistencia a la Tensión		Elongación		Fuerza de rotura	
Antes de Usar	17 MPa	Antes de Usar	500%	Antes de Usar	6N
En Uso	14 MPa	En Uso	500%	En Uso	6N



GUANTES DE LÁTEX


Características Especiales



Texturizado
en punta de dedos y palma para mayor precisión.



Resistente
contra sustancias indeseadas, no estéril.



Ambidiestro
adaptables a cualquier mano.



**LIBRE DE
POLVO**

Registro Sanitario - SENCAMER Estéril
y Código de Barras individual No Tóxico

Presentación

Tallas:
S / M / L



Caja:
100 unds.



Bulto:
1.000 unds.

PERFIL DEL GUANTE

Tamaño	Peso (gr)	Longitud (mm) (mín)	Ancho de palma	Muñeca	Espesor (mm)	
					Palma	Punta del Dedo
S	3.0gr	240 mm	80 mm	0.08 mm	0.08mm	0.08 mm
M	3.5gr	240 mm	95 mm	0.08 mm	0.08 mm	0.08 mm
L	4.0gr	240 mm	110 mm	0.08 mm	0.08 mm	0.08 mm

Resistencia a la Tensión		Elongación		Fuerza de rotura	
Antes de Usar	18 MPa	Antes de Usar	650%	Antes de Usar	6N
En Uso	14 MPa	En Uso	500%	En Uso	6N