



INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

SURGICAL INSTRUMENT

LÁPIZ ELECTROCAUTERIO

Características Especiales



Conector Universal
de tres pines y cable de
3 metros de largo.



**Electrodo
intercambiable**
estéril - no tóxico.



Control Manual
para corte y
coagulación, mango
estriado que evita
deslizamiento.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Pack
1 und.

Bulto:
100 unds.



HOJILLAS DE BISTURÍ

Características Especiales



**Fabricado con Acero
Inoxidable**
de alta calidad.



Filo Extraordinario
y control preciso
durante el corte.



**Esterilizado con
rayos gamma**
no tóxico.

Registro Sanitario - SENCAMER Estéril
y Código de Barras individual No Tóxico

Presentación

Numeros:
11 | 15 | 20

Caja:
100 unds.

Bulto:
5.000 unds.

