



 www.valemedic.com  info@valemedic.com



ORTOPEDIA
ORTHOPEDICS

SILLA DE RUEDAS



Características Especiales



Doble Sistema de Frenos
Consigue una mayor independencia del paciente sin poner en riesgo su estabilidad.



Descansa Brazos
Acojinados para mayor comodidad y confort, rectos y fijos que brindan una mejor estabilidad.



Ruedas Traseras de 24 pulgadas, cauchos macizos de gran durabilidad y rines de rayos de aluminio.

Ruedas delanteras de 8 pulgadas, de plástico duro y resistente con cañuela de alto impacto.



Posa Pies de Metal
Sus reposa pies abatibles la hacen práctica y adaptable a sus necesidades, resistencia y calidad garantizada.



Asiento Resistente
Para muchos, una silla de rueda adecuada y bien diseñada puede constituir el primer paso para la inclusión en la sociedad.

Nuestra silla es resistente, Cómoda y accesible, plegable con asiento y espaldar en pollona acolchadas color negro.

Presentación

Adulto

Bulto:
1 und.

- Peso Máximo 100kg
- Cinturón de Seguridad
- Estructura en Aluminio
- Reposapiernas

ANDADERA RECIPROCAL ADULTO

Características Especiales



Empuñadura de fácil agarre
mayor estabilidad con puntas de goma antideslizantes.



Asiste al adulto mayor
para levantarse o sentarse por si mismo.



Puede descargar
hasta un 50% del peso corporal.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Pack:
1 und.

Bulto:
4 unds.




BASTÓN DE CUATRO PUNTOS


Características Especiales



Empuñadura
de fácil agarre.



Altura Regulable
para mayor comodidad.



4 Puntas Antideslizantes
recubiertas de vinilo.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Pack
1 und.



Bulto:
10 unds.




BASTÓN DE UN PUNTO

Características Especiales



Empuñadura
de fácil agarre.



Altura Regulable
para mayor comodidad.



Punta Antideslizantes
recubiertas de vinilo.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico


Presentación



Pack
1 und.



Bulto:
20 unds.




MULETAS AXILARES

Características Especiales



Estructura de aluminio
y tubo con centro de doble
extrusión.



Puntas Antideslizantes
recubierta de vinilo y
empuñadura de fácil agarre.



Soporte Axilar
elaborado en goma para
mayor comodidad.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Par:
1 und.



Bulto:
16 unds. | 8 pares

MULETAS TIPO CANADIENSE

Características Especiales



Estructura de Aluminio
con empuñadura de fácil
agarre y soporte de antebrazo.



Punta Antideslizante
recubierta de vinilo.



Mayor Comodidad
para tu bienestar.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación



Par:
1 und.



Bulto:
20 unds. | 10 pares