



# SETS DE INFUSIÓN

INFUSION SETS



## SET DE INFUSIÓN CON BURETA

### Características Especiales



**Cámara de Goteo 60 gotas**  
transparente con filtro de partículas.



**Regulador de Flujo**  
tipo rodillo, preciso y eficaz.



**Tubo de Plástico PVC**  
de grado médico, libre de látex y estéril.

Estéril  
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER  
y Código de Barras individual

### Presentación

**Medidas:**  
**100ml | 150ml**

**Caja:**  
10 unds.

**Bulto:**  
100 unds.

## SET DE INFUSIÓN MICROGOTERO CON PUNTO DE INYECCIÓN

### Características Especiales



**Cámara de Goteo**  
flexible y transparente para una mejor visualización del líquido.

**(60 Gotas = 1g +/- 0.1g)**



**Regulador de Goteo**  
precisión y resistencia, punto de inyección en Y y adaptador universal.



**Tubo PVC**  
de alta calidad con una longitud de 2 metros.

Registro Sanitario - SENCAMER  
y Código de Barras individual

Estéril  
No Tóxico

### Presentación

**Caja:**  
25 unds.

**Bulto:**  
500 unds.





## SET DE INFUSIÓN MACROGOTERO CON PUNTO DE INYECCIÓN

### Características Especiales

  
**Cámara de Goteo**  
flexible y transparente para una mejor visualización del líquido.

  
**Regulador de Goteo**  
precisión y resistencia, punto de inyección en Y y adaptador universal.

  
**Tubo PVC**  
de alta calidad con una longitud de 2 metros.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual


### Presentación


 **Caja:**  
25 unds.

 **Bulto:**  
500 unds.

## SET DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE

### Características Especiales

  
**Cámara de Goteo**  
transparente y flexible de PVC de grado médico y espiga en forma de bisel permitiendo una mejor perforación del contenedor.

  
**Filtro Flexible**  
y resistente, evita el paso de partículas de hasta 200  $\mu$ m.

  
**Roller Clamp, conector luer lock y punto de inyección,**  
Estéril, libre de látex y pirógenos.

Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual Estéril No Tóxico

### Presentación

 **Caja:**  
20 unds.

 **Bulto:**  
400 unds.



## REGULADOR DE FLUJO CON SET DE EXTENSIÓN


### Características Especiales



**Control Preciso**  
del caudal de fluidos I.V. con  
rango desde 5 a 250 ml/h.



**Puerto de Inyección en "Y"**  
para medicamentos  
intermitentes.



**Conector Luer lock**  
macho y hembra con  
tubo de PVC de 55cm.

**Estéril**  
**No Tóxico**

**Registro Sanitario - SENCAMER**  
y Código de Barras individual

### Presentación

**Caja:**  
50 unds.

**Bulto:**  
400 unds.

## TUBO DE EXTENSIÓN K-50

### Características Especiales



**Conector Luer Lock**  
para mayor sujeción  
macho/hembra.



**Tubo Transparente**  
permite una mejor  
visualización del paso de la  
solución, estéril y libre de  
látex.



**Tubo de PVC**  
de grado médico con  
una longitud de 50  
centímetros.

**Registro Sanitario - SENCAMER**  
y Código de Barras individual

**Estéril**  
**No Tóxico**

### Presentación

**50cm**

**Caja:**  
50 unds.

**Bulto:**  
800 unds.