



# SUMINISTROS MÉDICOS

MEDICAL SUPPLIES



## AGUJAS HIPODÉRMICAS

### Características Especiales

-  **Guía de Color**  
Según la longitud de la aguja.
-  **Punción suave**  
menos daño al tejido, menos sensación dolorosa para el paciente.
-  **Aguja de Acero inoxidable**  
de alta calidad, con protector de polipropileno transparente.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

### Presentación

-  **Aguja Hipodérmica 18G X 1"**  
Caja: 100 unds. Bulto: 5.000 unds.
-  **Aguja Hipodérmica 21G X 1"**  
Caja: 100 unds. Bulto: 5.000 unds.
-  **Aguja Hipodérmica 23G X 1"**  
Caja: 100 unds. Bulto: 5.000 unds.
-  **Aguja Hipodérmica 25G X 5/8"**  
Caja: 100 unds. Bulto: 5.000 unds.
-  **Aguja Hipodérmica 30G X 1/2"**  
Caja: 100 unds. Bulto: 5.000 unds.

## JERINGAS DESCARTABLES CON AGUJA 21G X 1 1/2"

### Características Especiales



**Aguja de Acero Inoxidable**  
con soporte de polietileno.



**Sistema Luer Lock**  
para mayor seguridad y fijación de la aguja.



**Blister Individual**  
de plástico, esterilizado con óxido de etileno.

Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual Estéril No Tóxico

### Presentación




- 3ml | 21g x 1 1/2"**  
Caja: 100 unds. Bulto: 3.000 unds.
- 5ml | 21g x 1 1/2"**  
Caja: 100 unds. Bulto: 2.400 unds.
- 10ml | 21g x 1 1/2"**  
Caja: 100 unds. Bulto: 1.600 unds.
- 20ml | 21g x 1 1/2"**  
Caja: 50 unds. Bulto: 800 unds.





## JERINGAS DESCARTABLES DE INSULINA

### Características Especiales

-  **Aguja Fija**  
de alta calidad sin espacio muerto.
-  **Cilindro y Embolo**  
de polipropileno de grado médico.
-  **Cilindro Transparente**  
que permite una mejor visualización del líquido.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

### Presentación

0.3ml | 31g x 5/16"

 **Caja:**  
100 unds.

 **Bulto:**  
3.000 unds.

0.5ml | 30g x 1/2"

 **Caja:**  
100 unds.

 **Bulto:**  
3.000 unds.

1ml | 27g x 1/2"

 **Caja:**  
100 unds.

 **Bulto:**  
3.600 unds.

## JERINGAS DESCARTABLES 60 ML | TIPO TOMMY

### Características Especiales



**Control Preciso**  
del caudal de fluidos I.V. con rango desde 5 a 250 ml/h.



**Barril Transparente**  
de polipropileno de grado médico permite mayor visualización del líquido.



**Blister Individual**  
de plástico, esterilizado con óxido de etileno.

Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Estéril No Tóxico

### Presentación

 **Caja:**  
50 unds.

 **Bulto:**  
300 unds.





## ESPÉCULO VAGINAL



**Transparente**  
para mayor visión de diagnóstico del cuello uterino.

**Sistema de Bloqueo**  
mediante llave central permite bloqueo seguro y rápido de las valvas.

**Plástico de grado médico**  
resistente, estéril y libre de látex.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

### Presentación

Tallas Disponibles **SIM**

Pack 1 und.

Bulto: 100 unds.

## TUBOS DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA

### Características Especiales



**Tapón de Goma**  
de alta calidad, reduce el desgaste de la aguja de punción.



**Tubo Transparente**  
permite una mejor visualización del gel o aditivo y de la sangre recolectada.



**Esterilizado**  
libre de látex y de pirógenos.

Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual Estéril No Tóxico

### Presentación

**Tapa Roja** 5ml **Tapa Morada** 4ml **Tapa Azul** 2,7ml

Grilla: 100 unds.

Bulto: 1.200 unds.







## OBTURADOR

### Características Especiales



**Tapón de goma sintética** con punto de inyección.



**Sistema Luer Lock** para mayor seguridad.



**Plástico PVC** de grado médico con excelente biocompatibilidad.

Estéril  
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER  
y Código de Barras individual

### Presentación

**Caja:**  
100 unds.

**Bulto:**  
5.000 unds.

## SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE HERIDAS | 3 VÍAS

### Características Especiales



**Diseño de 3 muelles** reduce la resistencia al colapso.

Registro Sanitario - SENCAMER  
y Código de Barras individual



**Doble revestimiento** garantiza una mejor limpieza.

Estéril  
No Tóxico



**Válvula anti-reflujo** la calidad de la válvula elimina totalmente el líquido de reflujo.

### Presentación

**FR18 400ml**

**Paquete**  
1 und.

**Bulto:**  
20 unds.







## ELECTRODO ECG DESCARTABLE

### Características Especiales



**Soporte Tipo Broche**  
seguro y de alta calidad.



**Cinta Adhesiva**  
médica no tejida de espuma con adhesivo hipalergénico.



**Hidrogel de alta calidad**  
conductividad y adhesión excelente y libre de látex.

Estéril  
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER  
y Código de Barras individual

### Presentación

**Adulto**  
**43 x 45mm**



**Caja:**  
50 unds.



**Bulto:**  
8.000 unds.

## BOLSA RECOLECTORA DE ORINA

### Características Especiales



**Película de PVC**  
de grado médico resistente, transparente fácil de ver la orina.



**Capacidad de 2.000ml**  
estéril, desechable.

**Conector Cónico con tapa protectora**  
y drenaje en la parte inferior.

Registro Sanitario - SENCAMER  
y Código de Barras individual

Estéril  
No Tóxico

### Presentación



**Paquete**  
10 und.



**Bulto:**  
250 unds.

