



COMPRESAS, VENDAS Y ALGODÓN

COMPRESSES, BANDAGES AND COTTON



ROLLO DE GASA ABSORBENTE NO ESTÉRIL

Características Especiales



100% Algodón
alta calidad.



4 Capas Resistentes
90cm x 100 yardas
12 x 8 hilos.



Gasa de Algodón
Hidrófilo para máxima
absorción de líquidos.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Rollo: 90 cm
750Gr | 100 yrd.

Pack:
1 und.

Bulto:
20 unds.

ROLLO DE ALGODÓN ABSORBENTE

Características Especiales



Aceptico
no estéril libre de germen
que puedan provocar una
infección.



Algodón Hidrófilo
para máxima absorción de
líquidos.



100% Algodón
de alta calidad.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Rollo:
500Gr

Pack:
1 und.

Bulto:
25 unds.




COMPRESA DE LAPAROTOMÍA

Características Especiales



100% Algodón
tejido de alta absorción,
sin pelusa ni residuos.



Doble Envoltura
de papel que evita
contaminaciones por
aire o agua.



5 Compresas por Sobre
pre-lavada, color blanco con
cinta radiopaca azul que
permite su seguimiento
radiológico.

Estéril **Registro Sanitario - SENCAMER**
No Tóxico y Código de Barras individual

Presentación

 **Pack:**
5 unds.

 **Bulto:**
500 unds.

COMPRESA DE GASAS ESTÉRIL 4X4

Características Especiales



Bordes Doblados
Evitando el desprendimiento
de hilos.



Tejido de Alta Absorción
sin pelusa ni residuos.



100% Algodón
de alta calidad.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

 **Caja:**
50 unds.


 **Bulto:**
1.000 unds.

ROLLO DE GASA ABSORBENTE NO ESTÉRIL

Características Especiales



100% Algodón
alta calidad.



4 Capas Resistentes
90cm x 100 yardas
12 x 8 hilos.



Gasa de Algodón
Hidrófilo para
máxima absorción
de líquidos.

Presentación

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

10CMX4M

 **Paquete:**
12 Rollos.

 **Bulto:**
360 Rollos.

15CMX4M

 **Paquete:**
12 Rollos.

 **Bulto:**
240 Rollos.

20CMX4M

 **Paquete:**
6 Rollos.

 **Bulto:**
180 Rollos.