

V

ANESTHESIA | RESPIRATORIA

ANESTHESIA | RESPIRATORY

MASCARILLA DE OXÍGENO TIPO VENTURI

Características Especiales



Tubo de PVC
de alta calidad con una longitud de 2 metros.



Tubería de oxígeno
anti-aplastamiento y conector con rotación de 360°.



Soporte nasal metálico
para mayor fijación y cinta elástica cómoda.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Presentación

Concentraciones de Oxígeno

24% 28% 31% 35% 40% 50% 60%

Pack 1 und.

Bulto: 100 unds.

MASCARILLA DE OXÍGENO CON RESERVORIO

Características Especiales



Soporte nasal metálico
para mayor fijación y cinta elástica cómoda.



Tubo de PVC
de alta calidad con una longitud de 2 metros



Bolsa reservoria
de gran calidad y resistencia,

Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Estéril No Tóxico

Presentación

Pack 1 und.

Bulto: 100 unds.



MASCARILLA DE OXÍGENO

Características Especiales



Soporte nasal metálico
para mayor fijación y cinta
elástica cómoda.



Perforaciones Laterales
para una mejor fluidez del
oxígeno



Tubo de PVC
de alta calidad con
una longitud de 2 metros.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Pack
1 und.

Bulto:
100 unds.

MASCARILLA DE NEBULIZACIÓN

Características Especiales



Soporte nasal metálico
para mayor fijación y cinta
elástica cómoda.



Perforaciones Laterales
para una mejor fluidez del
medicamento



Tubo de PVC
de alta calidad con
una longitud de 2 metros.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Pack
1 und.

Bulto:
100 unds.




KIT CIRCUITO CORRUGADO DE ANESTESIA PARA ADULTO

Características Especiales



Mascara de Oxígeno
de silicona libre de látex para casi un 0% de alergia.



Tubería expandible y corrugada
de 1 a 1.8 metros y claro para mayor comodidad y visualización.



Bolsa Reservoria
de oxígeno resistente a cualquier medio y a cualquier tipo de uso.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Pack
1 und.

Bulto:
50 unds.

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN

Características Especiales



Conexión estándar
de 15mm, libre de látex, no tóxica y libre de pirógenos.



Presión de inflación
Máxima del balón: 2.5 Kpa



Fabricado 100%
en PVC de grado médico, transparente y flexible, Línea radiopaca y marca de profundidad.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Medidas Disponibles | **6.5 | 7.0 | 7.5**

Caja:
10 unds.

Bulto:
100 unds.

EJERCITADOR PULMONAR TRIFLO

Características Especiales



Sistema de Medición
de 3 esferas.



Ayuda a lograr una óptima
capacidad pulmonar y a restaurar
patrones de respiración
interrumpidos.



Plástico Compacto
resistente a caídas.



No Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Pack
1 und.



Bulto:
24 unds.



CATÉTERES

CATHETERS

CATÉTER I.V. INTRAVENOSO

Características Especiales

Punta de la aguja
con corte preciso y bisel del conducto permiten una penetración sencilla y fluida en las vías del paciente.

Cavidad posterior
transparente, facilita la visualización de la sangre.

Diseño Acanalado
para una mejor separación, una vez que el catéter esta introducido.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

18G 20G 22G 24G

Caja:
50 unds.

Bulto:
1.000 unds.

EQUIPO PERICRANEAL SCALP VEIN SET

Características Especiales



Punta de aguja
con diseño delicado, punción suave y alto flujo.



Alas Blandas
para facilitar la fijación.



Tubo de PVC
de grado médico y su tamaño distinguido por el color del ala.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

19G 21G 23G 25G

Caja:
100 unds.

Bulto:
2.000 unds.

CATÉTER BILUMEN PARA HEMODIALISIS


Características Especiales



Catéter fabricado con silicona premium de alta biocompatibilidad.



Catéter más flexible minimiza el trauma en la vena y reduce el incidente de coágulos.



Kit incluye

- Guía marcada de doble propósito.
- Bisturí nro. 11.
- Aguja introductora y jeringa de 5ml.
- Dilatador de vasos.
- Bloqueos de heparina.
- Vendaje transparente.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER y Código de Barras individual

Presentación

12FR X 20CM

Pack
1 und.

Caja:
10 unds.

Bulto:
40 unds.

CATÉTER DE VÍA CENTRAL TRILUMEN

Características Especiales



Kit incluye

- Alambre guía.
- Abrazadera de catéter.
- Aguja introductora y jeringa de 5 ml.
- Dilatador de vasos.
- Tapón de inyección.
- Aguja de inyección #7.

Registro Sanitario - SENCAMER Estéril
y Código de Barras individual No Tóxico



Catéter fabricado con silicona premium de alta biocompatibilidad para el cateterismos de la **vía cava** y el monitoreo intermitente o continuo de la **presión venosa**.

Presentación

7FR X 20CM

Pack
1 und.

Caja:
10 unds.

Bulto:
40 unds.

EQUIPOS MEDICOS

MEDICAL EQUIPMENTS



OXÍMETRO DE PULSO

Características Especiales



Rotación de válvula
hasta 360° grados.



Operación
a un solo botón.



**Permite dos
Parámetros de medición**
la velocidad de pulso y oxígeno en
sangre SPO2, con alta precisión y
diseño compacto.

Estéril **Registro Sanitario - SENCAMER**
No Tóxico y Código de Barras individual

Presentación

Caja:
1 unds.

Bulto:
200 unds.

TERMÓMETRO DIGITAL

Características Especiales



Apagado Automático
maximiza el ahorro de
batería del dispositivo.



Beeper de Alerta
indica el resultado de la
temperatura.



Memoria
recuerda la última
temperatura registrada.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Caja:
1 und.

Bulto:
500 unds.



TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO



Características Especiales

- Conector USB** o baterías.
- Alta Presión** en la medición.
- Monitorización** de arritmia.
- Almacenamiento** de hasta 99 resultado.
- Almacenamiento** de hasta 99 resultado.
- Estéril No Tóxico**
- Registro Sanitario - SENCAMER** y Código de Barras individual

Presentación

- Pack** 1 und.
- Bulto:** 100 unds.

TENSIÓMETRO MANUAL CON ESTETOSCOPIO

Características Especiales



Conveniente
Te ayuda a controlar tu salud incluso en los viajes.



Estetoscopio
de alta calidad.



Ajustable
a cualquier brazo.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Caja:
1 und.

Bulto:
50 unds.



NEBULIZADOR ESTÁNDAR




Características Especiales



Ligero y Portátil

Ruido bajo, seguro para uso continuo y fácil de limpiar.

Operación a un Botón



Incluye

| Compresor Nebulizador.
| Mascarilla de Oxígeno. adulto y pediátrico.
| Taza de medicina | boquilla.
| Filtros de aire.
| Cable de alimentación.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Caja:
1 und.



Bulto:
10 unds.

NEBULIZADOR PREMIUM

Características Especiales



Ligero y Portátil

Ruido bajo, seguro para uso continuo y fácil de limpiar.

Operación a un Botón



Incluye

| Compresor Nebulizador.
| Mascarilla de Oxígeno. adulto y pediátrico.
| Taza de medicina | boquilla.
| Filtros de aire.
| Cable de alimentación.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación



Caja:
1 und.



Bulto:
8 unds.




COLCHÓN ANTIESCARAS CON PRESIÓN ALTERNA

Características Especiales



Colchón

Presión alterna que proporciona tratamiento terapéutico superior y su **Vinil Premium** es de alta resistencia y baja toxicidad.



Bomba

Simple, confiable y fácil de usar, con bajo nivel de ruido, temperatura y vibración para su comodidad.



No Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Caja:
1 und.



Bulto:
6 unds.



GUANTES
MEDICAL GLOVES



GUANTES QUIRÚRGICOS

Características Especiales



Pre-Empolvados
agarre superior sin comprometer la flexibilidad, el tacto o la comodidad.



Resistencia
contra sustancias indeseadas.



Esterilizado
de primera calidad.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Tallas: 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0

 **Caja:**
50 pares

 **Bulto:**
500 Pares

PERFIL DEL GUANTE

Tamaño	Peso (gr)	Longitud (mm) (min)	Ancho de palma	Muñeca	Espesor (mm)	
					Palma	Punta del Dedo
6.5	3.0gr	245 mm	83 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
7.0	3.5gr	265 mm	89 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
7.5	4.0gr	265 mm	95 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
8.0	4.5gr	265 mm	102 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm

Resistencia a la Tensión		Elongación		Fuerza de rotura	
Antes de Usar	24 MPa	Antes de Usar	750%	Antes de Usar	9N
En Uso	18 MPa	En Uso	560%	En Uso	9N

GUANTES DE NITRILO

Características Especiales



Resistencia
contra sustancias indeseadas y mayor Precisión de manejo.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual



Ambidiestro
adaptable a cualquier mano, ajustable y elástico.

Estéril
No Tóxico



Libre de Talco
no estéril y libre de látex, Nitrilo de alta calidad.

Presentación

Tallas:
S | M | L | XL

 **Caja:**
100 unds.

 **Bulto:**
1.000 unds.

PERFIL DEL GUANTE


Tamaño	Peso (gr)	Longitud (mm) (min)	Ancho de palma	Muñeca	Espesor (mm)	
					Palma	Punta del Dedo
S	3.0gr	240 mm	80 mm	0.04 mm	0.06 mm	0.07 mm
M	3.5gr	240 mm	95 mm	0.04 mm	0.06 mm	0.07 mm
L	4.0gr	240 mm	110 mm	0.04 mm	0.06 mm	0.07 mm
XL	4.5gr	240 mm	120 mm	0.04 mm	0.06 mm	0.07 mm

Resistencia a la Tensión		Elongación		Fuerza de rotura	
Antes de Usar	17 MPa	Antes de Usar	500%	Antes de Usar	6N
En Uso	14 MPa	En Uso	500%	En Uso	6N



GUANTES DE LÁTEX


Características Especiales



Texturizado
en punta de dedos y palma para mayor precisión.



Resistente
contra sustancias indeseadas, no estéril.



Ambidiestro
adaptables a cualquier mano.



LIBRE DE POLVO

Registro Sanitario - SENCAMER Estéril
y Código de Barras individual No Tóxico

Presentación

Tallas:
S / M / L



Caja:
100 unds.



Bulto:
1.000 unds.

PERFIL DEL GUANTE

Tamaño	Peso (gr)	Longitud (mm) (mín)	Ancho de palma	Muñeca	Espesor (mm)	
					Palma	Punta del Dedo
S	3.0gr	240 mm	80 mm	0.08 mm	0.08mm	0.08 mm
M	3.5gr	240 mm	95 mm	0.08 mm	0.08 mm	0.08 mm
L	4.0gr	240 mm	110 mm	0.08 mm	0.08 mm	0.08 mm

Resistencia a la Tensión		Elongación		Fuerza de rotura	
Antes de Usar	18 MPa	Antes de Usar	650%	Antes de Usar	6N
En Uso	14 MPa	En Uso	500%	En Uso	6N

INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

SURGICAL INSTRUMENT

LÁPIZ ELECTROCAUTERIO

Características Especiales



Conector Universal
de tres pines y cable de
3 metros de largo.



**Electrodo
intercambiable**
estéril - no tóxico.



Control Manual
para corte y
coagulación, mango
estriado que evita
deslizamiento.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Pack
1 und.

Bulto:
100 unds.

HOJILLAS DE BISTURÍ

Características Especiales



**Fabricado con Acero
Inoxidable**
de alta calidad.



Filo Extraordinario
y control preciso
durante el corte.



**Esterilizado con
rayos gamma**
no tóxico.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Números:
11 | 15 | 20

Caja:
100 unds.

Bulto:
5.000 unds.



LENCERIA
MEDICAL LINGERIE

CUBRE BOTAS DESCARTABLE

Características Especiales



Tela No Tejida
no estéril, no tóxico
hipoalérgico y
ambidiestro.



Gran Resistencia
En húmedo y seco
repele fluidos y son
antiresbalante.



Banda de Goma
de alta calidad,
elástico y ajustable.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Paquete:
100 unds. | **50**
pares



Bulto:
2.000 unds.

GORRO DE ENFERMERA DESCARTABLE

Características Especiales



Doble Banda Elástica
para mejor ajuste y
comodidad.



Compacto
diseño cómodo y
portátil.



Transpirable
no estéril y resistente.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación



Paquete:
100 unds.



Bulto:
2.000 unds.

BATA QUIRÚRGICA DESCARTABLE

Características Especiales



Resistente

transpirable y suave,
absorción y alta protección
durante el proceso
quirúrgico.



Ajustable

Cinta de velcro en el cuello
resistente, muñequera de algodón
y doble cinta de ajuste en la
cintura.



Estéril

libre de látex, libre de
pirogenos, no tejida.

Presentación



Pack
1 und.



Paquete:
10 unds.



Bulto:
100 unds.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual



MASCARILLAS DESCARTABLES

DISPOSABLE MASKS




MASCARILLAS KN95

Características Especiales



Soporte Nasal
recubierto de gran
calidad para mayor
fijación.



5 Capas de Protección
con eficiencia de filtración
bacteriana de un 95%.



Banda Elástica
resistente y
cómoda.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Caja:
20 unds.

Bulto:
1.000 unds.

MASCARILLA QUIRÚRGICA DE DOBLE TIRA | AZUL

Características Especiales



3 Capas de protección
filtro antibacterial de
prolpropileno, hipoadérgica
e impermeable.



Protección
contra salpicaduras y
barra nasal para un
mejor ajuste.



Efectividad
de filtración bacterial
de más o menos un
95%.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Caja:
50 unds.

Bulto:
2.000 unds.



MASCARILLA DESCARTABLE PARA NIÑOS

Características Especiales



3 Capas de protección
filtro antibacterial de prolipropileno,
hipoalergénica e impermeable.



Banda Elástica
cómoda.



Barra Nasal
para mejor fijación.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Caja:
50 unds.



Bulto:
2.000 unds.



MASCARILLA DESCARTABLE DE LIGA | AZUL

Características Especiales



3 Capas de protección
filtro antibacterial de
prolipropileno,
hipoalergénica e
impermeable.



Protección
contra salpicaduras y
barra nasal para un
mejor ajuste.



Efectividad
de filtración bacterial de
más o menos un 95%.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación



Caja:
50 unds.



Bulto:
2.000 unds.



MASCARILLA QUIRÚRGICA DE LIGA | NEGRA

Características Especiales



3 Capas de protección
filtro antibacterial de
prolpropileno, hipoalergénica
e impermeable.



Protección
contra salpicaduras
y barra nasal para
un mejor ajuste.



Efectividad
de filtración bacterial
de más o menos un
95%.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual



Presentación



Caja:
50 unds.



Bulto:
2.000 unds.



 www.valemedic.com  info@valemedic.com



ORTOPEDIA
ORTHOPEDICS

SILLA DE RUEDAS



Características Especiales



Doble Sistema de Frenos
Consigue una mayor independencia del paciente sin poner en riesgo su estabilidad.



Descansa Brazos
Acojinados para mayor comodidad y confort, rectos y fijos que brindan una mejor estabilidad.



Ruedas Traseras de 24 pulgadas, cauchos macizos de gran durabilidad y rines de rayos de aluminio.

Ruedas delanteras de 8 pulgadas, de plástico duro y resistente con cañuela de alto impacto.



Posa Pies de Metal
Sus reposa pies abatibles la hacen práctica y adaptable a sus necesidades, resistencia y calidad garantizada.



Asiento Resistente
Para muchos, una silla de rueda adecuada y bien diseñada puede constituir el primer paso para la inclusión en la sociedad.

Nuestra silla es resistente, Cómoda y accesible, plegable con asiento y espaldar en pollona acolchadas color negro.

Presentación

Adulto

Bulto:
1 und.

- Peso Máximo 100kg
- Cinturón de Seguridad
- Estructura en Aluminio
- Reposapiernas

ANDADERA RECIPROCAL ADULTO

Características Especiales



Empuñadura de fácil agarre
mayor estabilidad con puntas de goma antideslizantes.



Asiste al adulto mayor
para levantarse o sentarse por sí mismo.



Puede descargar
hasta un 50% del peso corporal.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Pack:
1 und.

Bulto:
4 unds.



BASTÓN DE CUATRO PUNTOS


Características Especiales



Empuñadura
de fácil agarre.



Altura Regulable
para mayor comodidad.



4 Puntas Antideslizantes
recubiertas de vinilo.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Pack
1 und.



Bulto:
10 unds.



BASTÓN DE UN PUNTO

Características Especiales



Empuñadura
de fácil agarre.



Altura Regulable
para mayor comodidad.



Punta Antideslizantes
recubiertas de vinilo.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico


Presentación



Pack
1 und.



Bulto:
20 unds.




MULETAS AXILARES

Características Especiales



Estructura de aluminio
y tubo con centro de doble
extrusión.



Puntas Antideslizantes
recubierta de vinilo y
empuñadura de fácil agarre.



Soporte Axilar
elaborado en goma para
mayor comodidad.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Par:
1 und.

Bulto:
16 unds. | 8 pares

MULETAS TIPO CANADIENSE

Características Especiales



Estructura de Aluminio
con empuñadura de fácil
agarre y soporte de antebrazo.



Punta Antideslizante
recubierta de vinilo.



Mayor Comodidad
para tu bienestar.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Par:
1 und.

Bulto:
20 unds. | 10 pares



SETS DE INFUSIÓN

INFUSION SETS



SET DE INFUSIÓN CON BURETA

Características Especiales



Cámara de Goteo 60 gotas
transparente con filtro de partículas.



Regulador de Flujo
tipo rodillo, preciso y eficaz.



Tubo de Plástico PVC
de grado médico, libre de látex y estéril.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Medidas:
100ml | 150ml

Caja:
10 unds.

Bulto:
100 unds.

SET DE INFUSIÓN MICROGOTERO CON PUNTO DE INYECCIÓN

Características Especiales



Cámara de Goteo
flexible y transparente para una mejor visualización del líquido.
(60 Gotas = 1g +/- 0.1g)



Regulador de Goteo
precisión y resistencia, punto de inyección en Y y adaptador universal.



Tubo PVC
de alta calidad con una longitud de 2 metros.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Caja:
25 unds.

Bulto:
500 unds.





SET DE INFUSIÓN MACROGOTERO CON PUNTO DE INYECCIÓN

Características Especiales


Cámara de Goteo
flexible y transparente
para una mejor
visualización del líquido.


Regulador de Goteo
precisión y resistencia,
punto de inyección en Y
y adaptador universal.


Tubo PVC
de alta calidad con
una longitud de 2
metros.

Estéril No Tóxico Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual


Presentación


 **Caja:**
25 unds.

 **Bulto:**
500 unds.

SET DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE

Características Especiales


Cámara de Goteo
transparente y flexible de
PVC de grado médico y
espiga en forma de bisel
permitiendo una mejor
perforación del contenedor.


Filtro Flexible
y resistente, evita el paso de
partículas de hasta 200 μ m.


**Roller Clamp,
conector luer lock y
punto de inyección,**
Estéril, libre de látex
y pirógenos.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

 **Caja:**
20 unds.

 **Bulto:**
400 unds.




REGULADOR DE FLUJO CON SET DE EXTENSIÓN


Características Especiales



Control Preciso
del caudal de fluidos I.V. con
rango desde 5 a 250 ml/h.



Puerto de Inyección en "Y"
para medicamentos
intermitentes.



Conector Luer lock
macho y hembra con
tubo de PVC de 55cm.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación



Caja:
50 unds.



Bulto:
400 unds.

TUBO DE EXTENSIÓN K-50

Características Especiales



Conector Luer Lock
para mayor sujeción
macho/hembra.



Tubo Transparente
permite una mejor
visualización del paso de la
solución, estéril y libre de
látex.



Tubo de PVC
de grado médico con
una longitud de 50
centímetros.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

50cm



Caja:
50 unds.



Bulto:
800 unds.



SONDAS



SONDAS DE ALIMENTACIÓN

Características Especiales



**Cabezal
Tipo embudo**



Extremo Abierto
y redondeado, con 2
perforaciones laterales.



Tubo de Plástico PVC
de grado médico.
libre de látex.

**Estéril
No Tóxico**

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Fr 5

Caja:
80 unds.

Bulto:
1.280 unds.

Fr 8

Caja:
80 unds.

Bulto:
1.280 unds.

Fr12

Caja:
40 unds.

Bulto:
640 unds.

SONDA DE SUCCIÓN

Características Especiales



Válvula
para regular la
aspiración.



Extremo Abierto
y redondeado, con 2
perforaciones laterales.



Tubo de Plástico PVC
de grado médico libre de látex,
atóxico y libre de pirogenos.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

**Estéril
No Tóxico**

Presentación

Fr8

Caja:
80 unds.

Bulto:
800 unds.

Fr12

Caja:
60 unds.

Bulto:
600 unds.

Fr14

Caja:
50 unds.

Bulto:
500 unds.

Fr16

Caja:
50 unds.

Bulto:
500 unds.



SONDAS FOLEY DE DOS VÍAS

Características Especiales



Sonda de 2 vías
para el drenaje urinario.



Punta redondeada
y suave con 2
perforaciones laterales.



Tubo de PVC
de grado médico y su tamaño
distinguido por el color del ala.

Estéril No Tóxico **Registro Sanitario - SENCAMER**
y Código de Barras individual

Presentación

Fr14 Fr16 Fr18 Fr20

Caja:
10 unds.

Bulto:
500 unds.

SONDA DE NELATÓN

Características Especiales



Cabezal Ajustable
a bolsas recolectoras.



Extremo Cerrado
y perforaciones laterales.



100% Silicona
transparente con línea
radiopaca.

Registro Sanitario - SENCAMER **Estéril**
y Código de Barras individual **No Tóxico**

Presentación


Fr8	Caja: 80 unds.	Bulto: 800 unds.
Fr10	Caja: 60 unds.	Bulto: 600 unds.
Fr12	Caja: 60 unds.	Bulto: 600 unds.
Fr14	Caja: 50 unds.	Bulto: 500 unds.
Fr16	Caja: 50 unds.	Bulto: 500 unds.
Fr18	Caja: 50 unds.	Bulto: 500 unds.



**SUMINISTROS
MÉDICOS**
MEDICAL SUPPLIES

AGUJAS HIPODÉRMICAS

Características Especiales



Guía de Color
Según la longitud
de la aguja.



Punción suave
menos daño al tejido, menos
sensación dolorosa para el
paciente.



Aguja de Acero inoxidable
de alta calidad, con protector
de polipropileno
transparente.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

- Aguja Hipodérmica**
18G X 1"
- Aguja Hipodérmica**
21G X 1"
- Aguja Hipodérmica**
23G X 1"
- Aguja Hipodérmica**
25G X 5/8"
- Aguja Hipodérmica**
30G X 1/2"

Caja: 100 unds.	Bulto: 5.000 unds.
Caja: 100 unds.	Bulto: 5.000 unds.
Caja: 100 unds.	Bulto: 5.000 unds.
Caja: 100 unds.	Bulto: 5.000 unds.
Caja: 100 unds.	Bulto: 5.000 unds.

JERINGAS DESCARTABLES CON AGUJA 21G X 1 1/2"

Características Especiales



Aguja de Acero
Inoxidable
con soporte de
polietileno.



Sistema Luer Lock
para mayor
seguridad y fijación
de la aguja.



Blister Individual
de plástico,
esterilizado con
óxido de etileno.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

3ml | 21g x 1 1/2"

Caja:
100 unds.

Bulto:
3.000 unds.

5ml | 21g x 1 1/2"

Caja:
100 unds.

Bulto:
2.400 unds.

10ml | 21g x 1 1/2"

Caja:
100 unds.

Bulto:
1.600 unds.

20ml | 21g x 1 1/2"

Caja:
50 unds.

Bulto:
800 unds.



JERINGAS DESCARTABLES DE INSULINA

Características Especiales


Aguja Fija
de alta calidad sin
espacio muerto.


Cilindro y Embolo
de polipropileno de
grado médico.


Cilindro Transparente
que permite una mejor
visualización del líquido.

Estéril **Registro Sanitario - SENCAMER**
No Tóxico y Código de Barras individual

Presentación

0.3ml | 31g x 5/16"

 **Caja:**
100 unds.

 **Bulto:**
3.000 unds.

0.5ml | 30g x 1/2"

 **Caja:**
100 unds.

 **Bulto:**
3.000 unds.

1ml | 27g x 1/2"

 **Caja:**
100 unds.

 **Bulto:**
3.600 unds.

JERINGAS DESCARTABLES 60 ML | TIPO TOMMY

Características Especiales


Control Preciso
del caudal de fluidos
I.V. con rango desde 5
a 250 ml/h.


Barril Transparente
de polipropileno de
grado médico permite
mayor visualización del
líquido.


Blister Individual
de plástico,
esterilizado con óxido
de etileno.

Registro Sanitario - SENCAMER **Estéril**
y Código de Barras individual **No Tóxico**

Presentación

 **Caja:**
50 unds.

 **Bulto:**
300 unds.

ESPÉCULO VAGINAL

Características Especiales



Transparente
para mayor visión de diagnóstico del cuello uterino.



Sistema de Bloqueo
mediante llave central permite bloqueo seguro y rápido de las valvas.



Plástico de grado médico
resistente, estéril y libre de látex.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Tallas Disponibles

S | M

Pack
1 und.

Bulto:
100 unds.

TUBOS DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA

Características Especiales



Tapón de Goma
de alta calidad, reduce el desgaste de la aguja de punción.



Tubo Transparente
permite una mejor visualización del gel o aditivo y de la sangre recolectada.



Esterilizado
libre de látex y de pirógenos.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

Tapa Roja
5ml

Tapa Morada
4ml

Tapa Azul
2,7ml

Grilla:
100 unds.

Bulto:
1.200 unds.



OBTURADOR

Características Especiales



Tapón de goma sintética
con punto de inyección.



Sistema Luer Lock
para mayor seguridad.



Plástico PVC
de grado médico con
excelente biocompatibilidad.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Caja:
100 unds.

Bulto:
5.000 unds.

SISTEMA CERRADO DE DRENAJE DE HERIDAS | 3 VÍAS

Características Especiales



Diseño de 3 muelles
reduce la resistencia al
colapso.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual



Doble revestimiento
garantiza una mejor
limpieza.

Estéril
No Tóxico



Válvula anti-reflujo
la calidad de la válvula
elimina totalmente el líquido
de reflujo.

Presentación

FR18 400ml

Paquete
1 und.

Bulto:
20 unds.





ELECTRODO ECG DESCARTABLE

Características Especiales



Soporte Tipo Broche
seguro y de alta calidad.



Cinta Adhesiva
médica no tejida de espuma con adhesivo hipoalergénico.



Hidrogel de alta calidad
conductividad y adhesión excelente y libre de látex.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

Adulto
43 x 45mm



Caja:
50 unds.



Bulto:
8.000 unds.

BOLSA RECOLECTORA DE ORINA

Características Especiales



Película de PVC
de grado médico resistente, transparente fácil de ver la orina.



Capacidad de 2.000ml
estéril, desechable.

Conector Cónico con tapa protectora
y drenaje en la parte inferior.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación



Paquete
10 und.



Bulto:
250 unds.





COMPRESAS, VENDAS Y ALGODÓN

COMPRESSES, BANDAGES AND COTTON



ROLLO DE GASA ABSORBENTE NO ESTÉRIL

Características Especiales



100% Algodón
alta calidad.



4 Capas Resistentes
90cm x 100 yardas
12 x 8 hilos.



Gasa de Algodón
Hidrófilo para máxima
absorción de líquidos.

Estéril
No Tóxico

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Presentación

 **Rollo:** 90 cm
750Gr | 100 yrd.

 **Pack:**
1 und.

 **Bulto:**
20 unds.

ROLLO DE ALGODÓN ABSORBENTE

Características Especiales



Aceptico
no estéril libre de germen
que puedan provocar una
infección.



Algodón Hidrófilo
para máxima absorción de
líquidos.



100% Algodón
de alta calidad.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

 **Rollo:**
500Gr

 **Pack:**
1 und.

 **Bulto:**
25 unds.



COMPRESA DE LAPAROTOMÍA

Características Especiales



100% Algodón
tejido de alta absorción,
sin pelusa ni residuos.



Doble Envoltura
de papel que evita
contaminaciones por
aire o agua.



5 Compresas por Sobre
pre-lavada, color blanco con
cinta radiopaca azul que
permite su seguimiento
radiológico.

Estéril **Registro Sanitario - SENCAMER**
No Tóxico y Código de Barras individual

Presentación

 **Pack:**
5 unds.

 **Bulto:**
500 unds.

COMPRESA DE GASAS ESTÉRIL 4X4

Características Especiales



Bordes Doblados
Evitando el desprendimiento
de hilos.



Tejido de Alta Absorción
sin pelusa ni residuos.



100% Algodón
de alta calidad.

Registro Sanitario - SENCAMER
y Código de Barras individual

Estéril
No Tóxico

Presentación

 **Caja:**
50 unds.


 **Bulto:**
1.000 unds.

ROLLO DE GASA ABSORBENTE NO ESTÉRIL

Características Especiales



100% Algodón
alta calidad.



4 Capas Resistentes
90cm x 100 yardas
12 x 8 hilos.



Gasa de Algodón
Hidrófilo para
máxima absorción
de líquidos.

Presentación

Estéril Registro Sanitario - SENCAMER
No Tóxico y Código de Barras individual

10CMX4M

 **Paquete:**
12 Rollos.

 **Bulto:**
360 Rollos.

15CMX4M

 **Paquete:**
12 Rollos.

 **Bulto:**
240 Rollos.

20CMX4M

 **Paquete:**
6 Rollos.

 **Bulto:**
180 Rollos.