

Soluciones Médicas y Quirúrgicas Portafolio de Productos 2026



Valemedic®





MISIÓN

En VALEMEDIC® tenemos la misión de ofrecer soluciones médicas integrales, seguras y de alta calidad que contribuyan al bienestar y la salud de las personas. Nos comprometemos a ser un socio estratégico para nuestros clientes, impulsando su crecimiento mediante productos confiables, atención especializada y un servicio excepcional.



VISIÓN

Ser la marca líder y de mayor confianza en el mercado venezolano de productos médicos, reconocida por la excelencia de nuestros productos, la calidad de nuestro servicio, la solidez de nuestra empresa matriz R&R Equipos Médicos C.A., y nuestro firme compromiso con el desarrollo del sistema de salud en Venezuela.

SOMOS Valemedic

Somos una marca venezolana dedicada a la distribución de insumos y equipos médicos confiables, con un firme compromiso hacia la calidad, la innovación y el bienestar de los pacientes.

Respaldados por nuestra empresa matriz, **R&R Equipos Médicos C.A.**, fundada en 2011, contamos con 14 años de experiencia proporcionando soluciones al sector salud venezolano.

En **VALEMEDIC®** garantizamos productos con permisos sanitarios vigentes, cumplimiento normativo, procesos de trazabilidad y atención personalizada, lo que nos ha permitido convertirnos en un aliado estratégico para distribuidores, clínicas, hospitales y profesionales en todo el país.

Soluciones que dan vida | Solutions that give life

CALIDAD - SEGURIDAD - COMPROMISO - BIENESTAR

 Nuestra Ubicación

Calle 40 con Carrera 25 y Avenida Venezuela,
Galpón 25-37 | **Barquisimeto, Edo. Lara**

 Nuestras Páginas Web

valemedic.com | r-requiposmedicos.com




CERTIFICACIONES



CERTIFICACIÓN SENCAMER Y PERMISO SANITARIO

Cumplimiento riguroso
con la normativa legal vigente
en Venezuela.



Certificación CE y TÜV SÜD

Garantía de seguridad, salud
y protección ambiental bajo
estándares europeos.



ISO 13485:2016

Estándar internacional
específico para la fabricación
de dispositivos médicos.



9001:2015

ISO 9001:2015

Excelencia en procesos
de gestión de calidad.



En Valemedic, entendemos que la calidad es la base de la seguridad clínica. Por ello, cada uno de nuestros insumos cuenta con el respaldo de los organismos reguladores más exigentes a nivel nacional e internacional. Bajo el aval institucional de R&R Equipos Médicos, garantizamos que nuestros procesos y productos cumplen con los estándares de seguridad que la vida exige.

ÍNDICE



1. PORTADA

2. SOMOS VALEMEDIC

3. CERTIFICACIONES

4. ÍNDICE

5. ANESTESIA Y RESPIRATORIA

- 6. Circuito corrugado de anestesia | Ejercitador Pulmonar
- 7. Mascarilla de Oxígeno | Mascarilla de Nebulización
- 8. Mascarilla de Oxígeno Tipo Venturi | Tubo Endotraqueal con Balón
- 9. Mascarilla de Oxígeno con Reservorio

10. BIOSEGURIDAD

- 11. Guantes de Látex | Guantes de Nitrilo | Guantes Quirúrgicos
- 12. Mascarilla Descartables de Liga | Mascarilla Descartable para Niños | Mascarillas Quirúrgicas
- 13. Mascarilla KN95

14. CATÉTERES

- 15. Aguja Epidural | Aguja Espinal
- 16. Catéter de Vía Central Trilumen | Catéter para Hemodialisis Bilumen
- 17. Catéter Intravenoso | Equipo Pericraneal

18. COMPRESAS, VENDAS Y ALGODÓN

- 19. Compresa de Laparotomía | Gasa Estéril 4x4
- 20. Rollo de Algodón Absorbente | Rollo de Gasa Absorbente
- 21. Malla de Polipropileno | Vendas Elásticas Ajustables con Clip

22. EQUIPOS MÉDICOS

- 23. Colchón Antiescaras | Glucómetro Digital
- 24. Nebulizador Premium | Nebulizador Estándar | Nebulizador Portátil
- 25. Tensiómetro Manual con Estetoscopio | Tensiómetro Digital
- 26. Oxímetro de Pulso | Termómetro Digital
- 27. Monitor Multiparametros Aurora E12

28. INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

- 29. Lápiz Electrocauterio | Hojillas de Bisturi

30. LENCERÍA MÉDICA

- 31. Bata Quirúrgica | Gorro de Enfermera | Cubrebotas Descartable

32. ORTOPEDIA

- 33. Andadera Reciprocal | Andadera Reciprocal con Ruedas
- 34. Bastón de Rastreo para Invidentes | Bastón de 1 Punto | Bastón de 4 puntos
- 35. Muletas Axilares | Muletas Tipo Canadiense
- 36. Silla Sanitaria | Coche Ortopédico
- 37. Silla de Ruedas

38. SET DE INFUSIÓN

- 39. Set de Infusión con Bureta | Set de Transfusión de Sangre
- 40. Set de Infusión Macrogotero | Set de Infusión Microgotero
- 41. Llave de 3 Vías con Adaptador | Regulador de Flujo con Set de Extensión | Tubo de Extensión K-50

42. SONDAS

- 43. Sondas de Alimentación | Sondas Foley de Dos Vías
- 44. Sondas Nelatón | Sondas de Succión

45. SUMINISTROS MÉDICOS

- 46. Agujas Hipodérmicas | Electroodos ECG
- 47. Bolsa de Colostomía | Bolsa Recolectora de Orina Pediátrica | Bolsa Recolectora de Orina Adulto
- 48. Jeringas Descartables | Jeringas de Insulina | Jeringas de 60ml
- 49. Tubos de Extracción Sanguínea
- 50. Obturador Amarillo | Sistema de Drenaje de Heridas | Suturas Quirúrgicas

Anestesia y Respiratoria

Soluciones de alta precisión para el manejo
de la vía aérea y soporte ventilatorio.





Soluciones que dan Vida

Circuito Corrugado de Anestesia

Código/Referencia
CIRCA04

Beneficios del producto

- 01 Seguridad del Paciente:** Al ser un dispositivo de un solo uso (desechable), elimina el riesgo de contaminación cruzada y transmisión de patógenos entre pacientes.
- 02 Ajuste Hermético:** Conectores fabricados bajo normas ISO que aseguran una conexión libre de fugas, manteniendo la presión positiva necesaria durante la ventilación mecánica.
- 03 Versatilidad Quirúrgica:** Su flexibilidad permite posicionar la máquina de anestesia de forma óptima sin comprometer el flujo gaseoso, ideal en cirugías de cabeza y cuello.
- 04 Control del Espacio Muerto:** Diseño optimizado para reducir el volumen de gas que no participa en el intercambio alveolar, mejorando la eficiencia de la ventilación.

Usos Clínicos Principales

- 01 Anestesia General:** Administración de gases anestésicos durante procedimientos quirúrgicos de corta, mediana y larga estancia.
- 02 Ventilación Mecánica Intraoperatoria:** Uso en conjunto con el ventilador de la máquina de anestesia para el control respiratorio del paciente sedado o relajado.
- 03 Sedación Consciente:** Entrega de mezclas gaseosas en procedimientos ambulatorios o diagnósticos.
- 04 Transporte de Pacientes Críticos:** Conexión a ventiladores de transporte para el traslado seguro a áreas de recuperación o unidades de cuidados intensivos (UCI).



Presentación del producto

Pack
1 unidad

Bulto
50 unidades



Soluciones que dan Vida

Ejercitador Pulmonar

Código/Referencia
EJPUL01

Beneficios del producto

- 01 Prevención de Complicaciones:** Reduce significativamente el riesgo de atelectasias (colapso alveolar) y neumonías nosocomiales tras intervenciones quirúrgicas.
- 02 Mejora de la Capacidad Vital:** Ayuda a recuperar el volumen de aire movilizado, fortaleciendo los músculos inspiratorios (diafragma e intercostales).
- 03 Higiene Bronquial:** Facilita la movilización y eliminación de secreciones acumuladas en las vías respiratorias bajas.
- 04 Optimización del Intercambio Gaseoso:** Al promover ventilaciones profundas, mejora la oxigenación de la sangre y la eliminación de dióxido de carbono.

Usos Clínicos Principales

- 01 Postoperatorio:** Especialmente indicado en cirugía torácica, abdominal alta y cardíaca, donde el dolor o la anestesia limitan la profundidad de la respiración.
- 02 Enfermedades Respiratorias Crónicas:** Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con EPOC, asma o fibrosis quística.
- 03 Encamamiento Prolongado:** Prevención de estasis pulmonar en pacientes con movilidad reducida o en unidades de cuidados intensivos.
- 04 Rehabilitación Pulmonar:** Parte de protocolos de fisioterapia respiratoria para mejorar la resistencia y fuerza muscular inspiratoria.

Presentación del producto

Caja
1 unidad

Bulto
24 unidades

Soluciones que dan Vida

Mascarilla de Oxígeno

Código/Referencia
MAOXI01

Beneficios del producto

- 01 Eficacia Terapéutica:** Permite alcanzar concentraciones de oxígeno (F_{O_2}) superiores a las obtenidas con la cánula nasal convencional.
- 02 Monitoreo Visual:** La transparencia del material permite observar la coloración de los labios, la presencia de vómito o condensación de humedad.
- 03 Confort del Paciente:** El PVC suave y los bordes redondeados reducen el riesgo de úlceras por presión en el rostro.
- 04 Compatibilidad Universal:** Conector estándar tipo embudo compatible con todos los flujómetros y fuentes de oxígeno hospitalarias.

Usos Clínicos Principales

- 01 Hipoxemia Aguda:** Tratamiento de niveles bajos de oxígeno en sangre de aparición súbita.
- 02 Traslado de Pacientes:** Monitorización de la oxigenación durante el movimiento entre áreas hospitalarias.
- 03 Recuperación Postanestésica:** Soporte respiratorio inmediato tras procedimientos quirúrgicos.
- 04 Urgencias y Emergencias:** Interfaz de primera línea en servicios de ambulancia y triaje respiratorio.



PEDIÁTRICA



ADULTO

Presentación del producto



Pack
1 unidad



Bulto
100 unidades

Soluciones que dan Vida

Mascarilla de Nebulización

Código/Referencia
MANEB01

Beneficios del producto

- 01 Optimización del Depósito Pulmonar:** Produce un Diámetro de Masa Mediana Aerodinámica (MMAD) óptimo (generalmente < 5 micras), permitiendo que el fármaco alcance las vías aéreas distales.
- 02 Facilidad de Monitoreo:** La transparencia del kit permite observar la tasa de nebulización, el volumen restante del medicamento y la respuesta clínica del paciente (coloración de piel y mucosas).
- 03 Versatilidad Terapéutica:** Permite la administración de medicamentos a pacientes que no pueden coordinar la técnica de inhaladores de dosis medida (MDI), como infantes, ancianos o pacientes en estado crítico.
- 04 Reducción de Efectos Secundarios:** Al actuar de forma local y directa en los pulmones, se requiere una dosis menor que la vía sistémica, reduciendo la incidencia de efectos adversos.

Usos Clínicos Principales

- 01 Crisis Asmática:** Administración rápida de broncodilatadores de acción corta.
- 02 EPOC Exacerbado:** Manejo de la obstrucción crónica de las vías aéreas.
- 03 Laringitis y Crup:** Aplicación de epinefrina racémica o corticoides para reducir el edema laríngeo.
- 04 Fibrosis Quística:** Administración de soluciones salinas hipertónicas o antibióticos inhalados.
- 05 Bronquitis Aguda:** Facilitación de la higiene bronquial mediante la humidificación de secreciones.



PEDIÁTRICA



ADULTO

Presentación del producto



Pack
1 unidad



Bulto
100 unidades

Soluciones que dan Vida

Mascarilla de Oxígeno Tipo Venturi

Código/Referencia
MAVEN01

Beneficios del producto

- 01 Control de la Hipercapnia:** Es el dispositivo de elección para pacientes con retención crónica de CO_2 , ya que evita la administración excesiva de oxígeno que podría suprimir el impulso respiratorio.
- 02 Barrido de CO_2 :** El alto flujo constante de gas que circula por la mascarilla facilita la eliminación del dióxido de carbono exhalado, evitando la re-inhalación.
- 03 Estabilidad Terapéutica:** A diferencia de los sistemas de bajo flujo (Como la cánula nasal), la FI_{O_2} no varía si el paciente abre la boca o respira con agitación.
- 04 Transparencia:** Permite al personal de salud monitorear el color de la piel, la presencia de secreciones o vómito, y el estado general del paciente de forma inmediata.

Usos Clínicos Principales

- 01 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC):** Para administrar oxígeno a bajas concentraciones sin riesgo de narcosis por CO_2 .
- 02 Insuficiencia Respiratoria Aguda:** En fases iniciales donde se requiere una oxigenación estable y controlada.
- 03 Destete de Ventilación Mecánica:** Como paso intermedio tras la extubación para asegurar una FI_{O_2} constante durante la transición.
- 04 Edema Agudo de Pulmón:** Cuando se requiere una mezcla gaseosa precisa para mejorar la oxigenación alveolar.

Concentraciones de oxígeno



Presentación del producto

Pack
1 Unidad

Bulto
100 Unidades

ADULTO

Soluciones que dan Vida

Tubo Endotraqueal con balón

Código/Referencia
TUEND04

Beneficios del producto

- 01 Protección de la Vía Aérea:** El balón insuflado previene de forma óptima la aspiración de contenido gástrico, sangre o secreciones orofaríngeas hacia el árbol bronquial.
- 02 Transparencia Superior:** Facilita la observación de condensación de vapor de agua (confirmación de ventilación), así como la detección de sangre o secreciones dentro del tubo.
- 03 Biocompatibilidad:** Material libre de látex, no tóxico y pirógeno, lo que minimiza las reacciones inflamatorias en la vía aérea.
- 04 Termosensibilidad:** El PVC se suaviza a $37^{\circ}C$, permitiendo que el tubo se amolde a las curvaturas naturales de la vía aérea superior del paciente.

Usos Clínicos Principales

- 01 Anestesia General:** Mantenimiento de la vía aérea durante procedimientos quirúrgicos que requieren relajación muscular.
- 02 Cuidados Intensivos (UCI):** Ventilación mecánica prolongada en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o coma.
- 03 Medicina de Emergencia:** Manejo avanzado de la vía aérea en paros cardiorrespiratorios, trauma severo o compromiso del nivel de conciencia (Escala de Glasgow < 8).
- 04 Protección:** Prevención de broncoaspiración en pacientes con obstrucción intestinal o riesgo elevado de regurgitación.

Calibres

6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm

Presentación del producto

Caja
10 unidad

Bulto
100 unidades

Soluciones que dan Vida

Mascarilla de Oxígeno con Reservorio

Código/Referencia
MARE01

Beneficios del producto

- 01 Máxima Oxigenación No Invasiva:** Es el dispositivo capaz de entregar la mayor F_{iO_2} (hasta el 90% - 100%) antes de recurrir a ventilación mecánica o interfaces más complejas.
- 02 Seguridad en Emergencias:** Ideal para la estabilización rápida de pacientes con hipoxemia severa.
- 03 Eficiencia Gaseosa:** Almacena oxígeno durante la exhalación para que esté disponible inmediatamente en la siguiente inspiración profunda.
- 04 Prevención de la Hipercapnia:** El sistema de válvulas garantiza que el gas inspirado sea rico en O_2 y pobre en CO_2 .

Usos Clínicos Principales


- 01 Insuficiencia Respiratoria Aguda:** En casos de hipoxia severa donde otros sistemas (cánulas o mascarillas simples) son insuficientes.
- 02 Trauma Grave:** Pacientes politraumatizados que requieren optimización inmediata de la entrega de oxígeno a los tejidos.
- 03 Intoxicación por Monóxido de Carbono (CO):** Fundamental para acelerar la eliminación de la carboxihemoglobina.
- 04 Periodos Pre y Post-extubación:** Soporte preventivo en pacientes con riesgo de colapso respiratorio inmediato.
- 05 Shock o Infarto Agudo de Miocardio:** Para maximizar la saturación arterial y reducir el esfuerzo cardíaco.

Presentación del producto



Bioseguridad

Materiales ergonómicos y respirables que permiten un desempeño óptimo en jornadas de alta exigencia.





Soluciones que dan Vida

Guantes de Látex

Libre de Polvo

Código/Referencia
GULAT01

Beneficios del producto

- 01 Reducción de Alergias:** Al no tener polvo, se minimiza el transporte de proteínas alergénicas por vía aérea, protegiendo tanto al profesional como al paciente.
- 02 Máximo Confort:** Menor fatiga manual durante procedimientos prolongados gracias a su baja resistencia a la deformación.
- 03 Protección Biológica Eficaz:** Excelente barrera contra patógenos de transmisión hemática y otros agentes infecciosos.
- 04 Biocompatibilidad:** Menor incidencia de dermatitis de contacto irritativa en comparación con los modelos empolvados.

Usos Clínicos Principales

- 01 Examen Médico y Odontológico:** Exploración física, toma de muestras y procedimientos diagnósticos generales.
- 02 Laboratorios Clínicos:** Manipulación de fluidos biológicos y cultivos no corrosivos.
- 03 Enfermería y Cuidados Críticos:** Administración de medicamentos y manejo de heridas no quirúrgicas.
- 04 Procedimientos de Limpieza Médica:** Manipulación de instrumental contaminado antes de la esterilización.

Presentación del producto

Medidas Disponibles

S | M | L

Caja
100 unidad

Bulto
1.000 unidades



Soluciones que dan Vida

Guantes de Nitrilo

Libre de Polvo

Código/Referencia
GANIT01

Beneficios del producto

- 01 Seguridad Hipoalergénica:** Minimiza el riesgo de dermatitis de contacto y elimina la posibilidad de anafilaxia por látex.
- 02 Durabilidad:** Su robustez estructural permite un tiempo de uso más prolongado en tareas exigentes sin comprometer la integridad de la barrera.
- 03 Sensibilidad Táctica:** A pesar de su resistencia, mantienen una percepción táctil óptima para la manipulación de instrumental fino.
- 04 Limpieza de Procesos:** Al ser libres de polvo, evitan la contaminación de muestras de laboratorio, componentes electrónicos o superficies quirúrgicas.

Usos Clínicos Principales

- 01 Procedimientos de Diagnóstico:** Exámenes físicos generales y toma de muestras biológicas.
- 02 Oncología:** Manipulación segura de agentes quimioterapéuticos (citostáticos).
- 03 Odontología:** Alta resistencia al instrumental rotatorio y materiales de impresión.
- 04 Laboratorio y Farmacia:** Protección contra reactivos químicos y solventes.
- 05 Unidades de Cuidados Críticos:** Manejo de pacientes de alto riesgo donde se requiere una barrera biológica máxima.

Colores

Azul

Negro

Purpura

Rosa

Medidas Disponibles

XS | S | M | L | XL

Presentación del producto

Caja
100 unidad

Bulto
1.000 unidades

Guantes Quirúrgicos

Pre - Empolvado

Soluciones que dan Vida

Beneficios del producto

- 01 Sensibilidad Táctil Excepcional:** Permite la percepción de texturas y estructuras anatómicas delicadas, esencial en microcirugía y disección.
- 02 Barrera Biológica Efectiva:** Alta resistencia a la permeación de patógenos de transmisión hemática (VIH, Hepatitis B y C) y otros microorganismos.
- 03 Eficiencia en el Quirófano:** El sistema de pre-empolvado permite un calzado inmediato, reduciendo los tiempos de preparación del personal instrumentista y cirujano.
- 04 Reducción de Efectos Secundarios:** Su diseño ergonómico disminuye la presión sobre la palma y el pulgar, previniendo calambres durante cirugías de larga duración.

Usos Clínicos Principales

- 01 Intervenciones Quirúrgicas:** Todo tipo de cirugías mayores y menores en ambiente estéril.
- 02 Procedimientos Invasivos:** Colocación de vías centrales, cateterismos y punciones lumbares.
- 03 Obstetricia y Ginecología:** Atención de partos y revisiones cavitarias.
- 04 Unidades de Cuidados Críticos:** Manipulación de heridas abiertas y procedimientos de alta asepsia.

Código/Referencia
GAQUI01

Medidas Disponibles

6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0

Presentación del producto

Caja
100 unidad | 50 pares

Bulto
1.000 unidades | 500 pares



Soluciones que dan Vida

Mascarilla Descartables de Triple Capa

Código/Referencia
MASDES01

Beneficios del producto

- 01 Alta Respirabilidad:** Su bajo diferencial de presión permite un flujo de aire óptimo, reduciendo la acumulación de calor y CO₂ dentro de la mascarilla.
- 02 Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE):** Garantiza una capacidad de filtración ≥ 95% o 98% (según clasificación de grado médico), protegiendo contra bacterias y virus transportados por microgotas de Flügge.
- 03 Seguridad Hipoalergénica:** Materiales libres de fibras de vidrio y látex, reduciendo el riesgo de reacciones alérgicas o dermatitis de contacto.
- 04 Versatilidad Estética y Funcional:** El color negro es ideal para entornos de alta estética o atención al cliente, mientras que el azul es el estándar universal en áreas quirúrgicas y hospitalarias.

Usos Clínicos y Recomendados

- 01 Entornos Hospitalarios:** Uso obligatorio en consultas externas, salas de espera y triaje para control de infecciones.
- 02 Procedimientos Quirúrgicos:** Prevención de contaminación del campo estéril por parte del personal de salud.
- 03 Aislamiento de Contacto:** Manejo de pacientes con patologías respiratorias transmisibles por gotas.
- 04 Servicios Odontológicos y Estéticos:** Protección contra aerosoles y salpicaduras generados por instrumentos de alta rotación.
- 05 Uso Civil:** Protección diaria en espacios públicos con alta densidad de personas.

Presentación del producto

-  **Caja**
50 unidad
-  **Bulto**
2.000 unidades

Colores

Azul

Negro

Soluciones que dan Vida

Mascarilla Descartables para Niños de Triple Capa

Código/Referencia
MASNI01

Beneficios del producto

- 01 Protección Biológica Superior:** Ofrece una eficiencia de filtración bacteriana (BFE) superior al 95%, vital en entornos escolares o clínicos.
- 02 Confort y Respirabilidad:** El bajo diferencial de presión permite que los niños respiren sin esfuerzo excesivo, facilitando su uso durante la jornada escolar.
- 03 Seguridad Dermatológica:** Materiales libres de fibra de vidrio y látex, minimizando el riesgo de irritaciones, eccemas o reacciones alérgicas.
- 04 Adherencia al Uso:** Los colores azul y rosa facilitan la aceptación del dispositivo por parte del menor, promoviendo hábitos de higiene.

Usos Clínicos y Recomendados

- 01 Entornos Educativos:** Prevención de contagios masivos en aulas y espacios cerrados.
- 02 Consulta Pediátrica y Odontológica:** Uso obligatorio para pacientes menores en salas de espera y durante la atención médica.
- 03 Transporte Escolar y Público:** Protección en áreas con alta densidad de personas y ventilación limitada.
- 04 Pacientes Inmunocomprometidos:** Protección adicional para niños con condiciones de salud que requieren aislamiento de patógenos ambientales.

Presentación del producto

-  **Caja**
50 unidad
-  **Bulto**
2.000 unidades

Colores

Azul

Rosa

Soluciones que dan Vida

Mascarilla Quirúrgica de Doble Tira

Código/Referencia
MASQUI01

Beneficios del producto

- 01 Optimización del Depósito Pulmonar:** Produce un Diámetro de Masa Mediana Aerodinámica (MMAD) óptimo (generalmente < 5 micras), permitiendo que el fármaco alcance las vías aéreas distales.
- 02 Facilidad de Monitoreo:** La transparencia del kit permite observar la tasa de nebulización, el volumen restante del medicamento y la respuesta clínica del paciente (coloración de piel y mucosas).
- 03 Versatilidad Terapéutica:** Permite la administración de medicamentos a pacientes que no pueden coordinar la técnica de inhaladores de dosis medida (MDI), como infantes, ancianos o pacientes en estado crítico.
- 04 Reducción de Efectos Secundarios:** Al actuar de forma local y directa en los pulmones, se requiere una dosis menor que la vía sistémica, reduciendo la incidencia de efectos adversos.

Usos Clínicos Principales

- 01 Crisis Asmática:** Administración rápida de broncodilatadores de acción corta.
- 02 EPOC Exacerbado:** Manejo de la obstrucción crónica de las vías aéreas.
- 03 Laringitis y Crup:** Aplicación de epinefrina racémica o corticoides para reducir el edema laríngeo.
- 04 Fibrosis Quística:** Administración de soluciones salinas hipertónicas o antibióticos inhalados.
- 05 Bronquitis Aguda:** Facilitación de la higiene bronquial mediante la humidificación de secreciones.

Presentación del producto

 **Caja**
50 unidad

 **Bulto**
2.000 unidades

Soluciones que dan Vida

Mascarilla KN95 con Reservorio

Código/Referencia
MAKN01

Beneficios del producto

- 01 Alta Eficiencia de Filtración (PFE/BFE):** Proporciona una protección superior a las mascarillas quirúrgicas frente a patógenos transmitidos por vía aérea (airborne).
- 02 Respirabilidad Optimizada:** A pesar de su densidad, el diseño permite un bajo diferencial de presión, reduciendo la sensación de sofocamiento durante turnos prolongados.
- 03 Hipoalergénico:** Fabricado con materiales suaves que minimizan el riesgo de dermatitis por contacto o irritación.
- 04 Estética Profesional:** El modelo negro ofrece una opción estética y discreta para entornos administrativos o de atención al público, manteniendo los mismos estándares de seguridad que el modelo blanco.

Usos Clínicos y Profesionales

- 01 Aislamiento Respiratorio:** Manejo de pacientes con sospecha o confirmación de patologías transmitidas por aerosoles (ej. Tuberculosis, Sarampión, SARS-CoV-2).
- 02 Procedimientos Generadores de Aerosoles (PGA):** Uso recomendado en áreas donde se realizan nebulizaciones, intubaciones o aspiración de secreciones.
- 03 Entornos Quirúrgicos y Odontológicos:** Como barrera complementaria frente a fluidos y partículas generadas por instrumentos de alta velocidad.
- 04 Uso Industrial y Civil:** Protección contra polvo, polen, humo y otros contaminantes ambientales.

Presentación del producto

 **Caja**
20 unidad **Bulto**
1.000 unidades**Colores****Blanco****Negro**

Catéteres

Diseño vascular avanzado para garantizar un acceso seguro, constante y mínimamente invasivo en los procedimientos más exigentes.



Soluciones que dan Vida

Aguja Epidural

Código/Referencia
AGUEPI01

Beneficios del producto

- 01 Alta Sensibilidad Táctica:** El calibre 16G ofrece una rigidez óptima que transmite con nitidez los cambios de resistencia de los ligamentos, aumentando la tasa de éxito en la identificación del espacio epidural.
- 02 Facilidad para Cateterización:** El diámetro interno amplio del calibre 16G permite el paso fluido de catéteres epidurales estándar de 19G o 20G sin resistencia ni riesgo de cizallamiento.
- 03 Seguridad del Paciente:** El diseño del bisel Tuohy está concebido para desplazar las fibras de la duramadre en lugar de cortarlas, reduciendo la incidencia de cefalea post-punción dural en caso de contacto accidental.

Usos Clínicos

- 01 Anestesia Regional:** Procedimientos quirúrgicos en abdomen inferior, pelvis y extremidades inferiores.
- 02 Analgesia Obstétrica:** Colocación de catéter para el control del dolor durante el trabajo de parto y parto por cesárea.
- 03 Manejo del Dolor Crónico:** Administración de corticosteroides o fármacos analgésicos en el espacio epidural para el tratamiento de radiculopatías o hernias discales.
- 04 Analgesia Postoperatoria:** Infusión continua de anestésicos locales para mejorar la recuperación del paciente tras cirugías mayores.

Calibre **16G**

Presentación del producto

 **Caja**
50 unidades

 **Bulto**
1.000 unidades

Soluciones que dan Vida

Aguja Espinal

Código/Referencia
AGUESPI01

Beneficios del producto

- 01 Reducción de la Cefalea Post-Punción (CPPD):** El uso de calibres finos (25G-27G) y puntas atraumáticas reduce drásticamente la pérdida de LCR a través del orificio dural.
- 02 Control de la Profundidad:** Excelente respuesta táctil que permite identificar claramente el paso a través del ligamento amarillo y la duramadre ("click" dural).
- 03 Mínimo Trauma Tisular:** Los calibres pequeños aseguran una recuperación más rápida del sitio de punción y menor dolor postoperatorio localizado.

Usos Clínicos Principales


- 01 Anestesia Raquídea (Subaracnoidea):** Para cirugías de abdomen inferior, pelvis, urológicas, ginecológicas y de extremidades inferiores, de la respiración.
- 02 Punción Lumbar Diagnóstica:** Recolección de líquido cefalorraquídeo para análisis bioquímicos y citológicos.
- 03 Administración de Fármacos Intratecales:** Prevención de estasis pulmonar en pacientes con movilidad reducida o en unidades de cuidados intensivos.
- 04 Medición de Presión Intracraneal:** Uso en procedimientos neurológicos para evaluar la presión del LCR.

Calibres **19G** **21G** **23G** **25G**

Presentación del producto

 **Caja**
50 unidades

 **Bulto**
1.000 unidades



Soluciones que dan Vida

Catéter de Vía Central Trilumen

Código/Referencia
CAVICEN01

Beneficios del producto

- 01 Multifuncionalidad:** Permite la infusión de nutrición parenteral total (NPT), fármacos inotrópicos, quimioterapia y hemoderivados sin riesgo de mezcla química.
- 02 Monitorización Hemodinámica:** El lumen distal permite la medición continua de la **Presión Venosa Central (PVC)**.
- 03 Durabilidad:** Diseñado para permanecer insertado durante periodos prolongados bajo estrictas normas de asepsia.
- 04 Biocompatibilidad:** Minimiza la adhesión plaquetaria y la formación de trombos en la superficie del dispositivo.

Usos Clínicos

- 01 Cuidados Intensivos:** Administración de medicamentos de alta osmolaridad o pH extremo (vasopresores, potasio concentrado) que lesionarían venas periféricas.
- 02 Monitorización Invasiva:** Seguimiento de la PVC en pacientes con inestabilidad hemodinámica o shock.
- 03 Acceso Venoso Difícil:** Pacientes con agotamiento de la red venosa periférica o requerimientos de infusión de alto volumen.
- 04 Manejo Quirúrgico:** Soporte vital durante cirugías complejas de larga duración o con riesgo de hemorragia masiva.

Calibre

7 Fr x 20cm

Presentación del producto



Pack
1 unidad



Caja
10 unidades



Bulto
40 unidades



Soluciones que dan Vida

Catéter para Hemodialisis Bilumen

Código/Referencia
CAHEBIO1

Beneficios del producto

- 01 Acceso Inmediato:** Ideal para situaciones de urgencia donde el paciente requiere diálisis y no cuenta con una fístula arteriovenosa (FAV) madura.
- 02 Baja Tasa de Recirculación:** El diseño de los orificios de salida está optimizado para evitar que la sangre recién retornada sea aspirada nuevamente por el lumen arterial.
- 03 Versatilidad de Inserción:** Longitud de 20 cm adecuada para accesos yugulares o subclavios, garantizando que la punta se posicione correctamente en la unión cavo-atrial.
- 04 Reducción de Complicaciones:** Su superficie lisa disminuye la adherencia plaquetaria y la formación de vainas de fibrina.

Usos Clínicos

- 01 Hemodiálisis Aguda:** En pacientes con insuficiencia renal aguda (IRA) que requieren soporte renal crítico.
- 02 Falla de Acceso Permanente:** Pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) cuya fístula o injerto presenta trombosis o infección.
- 03 Terapias de Reemplazo Renal Continuo (TRRC):** Uso en unidades de cuidados intensivos para hemofiltración o hemodiafiltración.
- 04 Aféresis y Plasmaféresis:** Procedimientos de recambio plasmático que demandan altos flujos de extracción.

Calibre

12 Fr x 20cm

Presentación del producto



Pack
1 unidad



Caja
10 unidades



Bulto
40 unidades

Soluciones que dan Vida

Catéter Intravonoso

Código/Referencia
CAINT01

Beneficios del producto

- 01 Seguridad y Estanqueidad:** Conexión Luer Lock universal que asegura un acople hermético con equipos de infusión, evitando fugas de fluidos.
- 02 Mínimo Trauma Vascular:** La transición suave entre la aguja y la punta del catéter reduce la resistencia durante la inserción y el riesgo de perforación de la pared posterior de la vena.
- 03 Visibilidad Radiográfica:** El material radiopaco permite la localización del catéter mediante rayos X en caso de ruptura o migración accidental.
- 04 Versatilidad:** Amplio rango de calibres para adaptarse a la red venosa de pacientes neonatales, pediátricos, adultos y geriátricos.

Usos Clínicos

- 01 Catéter 18G (Verde):** Procedimientos donde se requiere alto flujo; administración de grandes volúmenes de cristaloides, coloides, nutrición parenteral o transfusiones sanguíneas masivas.
- 02 Catéter 20G (Rosa):** Calibre estándar para la mayoría de las terapias intravenosas hospitalarias, administración de fármacos irritantes y radiología con contraste.
- 03 Catéter 22G (Azul):** Ideal para venas frágiles, terapias de mantenimiento a largo plazo en pacientes crónicos o administración de antibióticos.
- 04 Catéter 24G (Amarillo):** Uso específico en neonatología, pediatría avanzada y pacientes ancianos con fragilidad capilar extrema; infusiones a flujos bajos y controlados.

Calibres **18G** **20G** **22G** **24G**

Presentación del producto

 **Caja**
50 unidades

 **Bulto**
1.000 unidades

Soluciones que dan Vida

Equipo Pericraneal Scalp Vein Set

Código/Referencia
EQPERI01

Beneficios del producto

- 01 Precisión en Venas Difíciles:** El ángulo de inserción bajo y la estabilidad de las alas lo hacen ideal para pacientes pediátricos, geriátricos o con red venosa colapsada.
- 02 Seguridad del Procedimiento:** La extensión del tubo actúa como amortiguador, evitando que los movimientos accidentales de la jeringa o el equipo de infusión se transmitan a la aguja en la vena.
- 03 Identificación Rápida:** La codificación por colores facilita la selección inmediata del calibre adecuado, optimizando los tiempos de respuesta clínica.
- 04 Biocompatibilidad:** Materiales libres de látex y DEHP, reduciendo el riesgo de reacciones alérgicas o toxicidad.

Usos Clínicos

- 01 Extracción de Muestras Sanguíneas:** deal para sistemas de vacío o jeringa en pacientes con venas frágiles o móviles.
- 02 Infusión de Corta Duración:** Administración de bolos de medicamentos, soluciones de rehidratación o medios de contraste en radiología.
- 03 Pediatría y Neonatología:** Acceso venoso en extremidades o cuero cabelludo.
- 04 Geriátria:** Acceso atraumático en pacientes con piel delgada y venas esclerosadas.

Calibres **19G** **21G** **23G** **25G**

Presentación del producto

 **Caja**
100 unidades

 **Bulto**
2.000 unidades

Compresas, Vendas y Algodón



Insumos de alta pureza diseñados para proteger la piel y acelerar la sanación con absoluta delicadeza.



Soluciones que dan Vida

Compresas de Laparotomía

Código/Referencia
COMPLAP01

Beneficios del producto

- 01 Gestión de Hemostasia:** Permite el empaquetamiento (packing) efectivo para controlar hemorragias masivas mediante presión directa.
- 02 Protección Orgánica:** Utilizada húmeda (con solución salina) para proteger vísceras y tejidos delicados de la desecación o el trauma mecánico por separadores quirúrgicos.
- 03 Máxima Seguridad Quirúrgica:** La detección radiológica y el sistema de lazo facilitan el cumplimiento de los protocolos de conteo de gasas, previniendo eventos adversos.
- 04 Biocompatibilidad:** Material hipoalérgico que no genera reacciones térmicas ni químicas al contacto con tejidos internos.

Usos Clínicos

- 01 Cirugía Abdominal y Pélvica:** Absorción de fluidos y retracción de asas intestinales para mejorar la visibilidad del campo quirúrgico.
- 02 Cirugía Torácica:** Control de humedad y protección de parénquima pulmonar.
- 03 Traumatología de Emergencia:** Empaquetamiento temporal en cirugías de control de daños para estabilizar hemodinámicamente al paciente.
- 04 Limpieza de Cavidades:** Remoción de detritos celulares y soluciones de irrigación durante el lavado peritoneal.

Presentación del producto



Paquete
5 unidades



Bulto
500 unidades



Soluciones que dan Vida

Gasa Estéril 4x4

Código/Referencia
GASESTE01

Beneficios del producto

- 01 Seguridad Microbiológica:** El empaque individual de grado médico (tipo peel-open) garantiza la esterilidad hasta el momento de su apertura, previniendo infecciones nosocomiales.
- 02 Versatilidad de Uso:** Actúa eficazmente como apósito primario (contacto directo) o secundario (cobertura y protección).
- 03 Biocompatibilidad:** Al ser 100% algodón, es un material hipoalérgico que no genera reacciones químicas al contacto con los tejidos humanos.
- 04 Capacidad de Compresión:** Su estructura de múltiples capas permite ejercer una presión mecánica ligera para ayudar en la hemostasia capilar.

Usos Clínicos

- 01 Limpieza de Heridas:** Remoción de detritos, exudados y contaminantes en heridas quirúrgicas, traumáticas o crónicas de la respiración.
- 02 Apósito Primario:** Cobertura de incisiones quirúrgicas, sitios de punción o abrasiones cutáneas.
- 03 Aplicación de Medicamentos:** Vehículo para la aplicación de ungüentos, soluciones antisépticas o cremas cicatrizantes.
- 04 Protección de Puntos de Inserción:** Cobertura de sitios de inserción de catéteres venosos o drenajes.
- 05 Hemostasia Superficial:** Compresión de pequeños vasos sanguíneos tras punciones o cirugías menores.

Presentación del producto



Caja
100 unidad | 50 pares



Bulto
2.000 unidades | 1.000 sobros



Soluciones que dan Vida

Rollo de Algodón Absorbente

Código/Referencia
ROALGO01

Beneficios del producto

- 01 Versatilidad de Fraccionamiento:** Permite al profesional obtener el tamaño exacto necesario (torundas, láminas o almohadillas), reduciendo el desperdicio de material.
- 02 Eficacia en Antisepsia:** Funciona como el vehículo ideal para la aplicación de agentes desinfectantes (alcohol, yodopovidona, clorhexidina), asegurando una distribución uniforme sobre la superficie cutánea.
- 03 Seguridad Dérmica:** Su suavidad protege la integridad del tejido epitelial durante la limpieza de zonas perilesionales o áreas de punción.

Usos Clínicos

- 01 Antisepsia Preoperatoria:** Limpieza de la piel intacta antes de inyecciones, punciones venosas o incisiones quirúrgicas.
- 02 Limpieza Perilesional:** Remoción de residuos y exudados en los bordes de heridas, evitando el contacto directo de las fibras con el lecho de la herida abierta.
- 03 Protección y Acolchado:** Capa de amortiguación en vendajes ortopédicos y protección de prominencias óseas bajo inmovilizaciones con yeso.
- 04 Uso Odontológico:** Control de la humedad y aislamiento relativo en procedimientos dentales.
- 05 Laboratorio:** Aplicación de reactivos y limpieza de superficies o instrumental delicado.

Peso **500gr.**

Presentación del producto



Pack
1 Rollo



Bulto
40 unidades

Soluciones que dan Vida

Rollo de Gasa Absorbente

Código/Referencia
ROGASA01

Beneficios Clínicos

- 01 Adaptabilidad:** Permite confeccionar apósitos de diferentes tamaños para cubrir heridas quirúrgicas, abrasiones o úlceras de diversas dimensiones.
- 02 Eficacia Hemostática:** Su estructura facilita la presión mecánica uniforme para coadyuvar en la hemostasia de heridas superficiales.
- 03 Transpirabilidad:** Evita la maceración de los bordes de la herida, favoreciendo un ambiente propicio para el proceso natural de cicatrización.
- 04 Economía de Escala:** Representa una opción de almacenamiento eficiente que optimiza los costos operativos en los servicios de enfermería y central de esterilización.

Usos Clínicos

- 01 Confección de Apósitos:** Preparación de gasas quirúrgicas estériles tras un proceso de esterilización.
- 02 Limpieza Quirúrgica:** Remoción de residuos hemáticos y secreciones durante el acto quirúrgico.
- 03 Curación de Heridas:** Cobertura secundaria para absorber exudado y proteger el lecho de la lesión.
- 04 Vendajes Quirúrgicos:** Sujeción de apósitos en áreas anatómicas extensas mediante técnica de vendaje.
- 05 Drenajes:** Uso en la confección de mechas para drenajes de cavidades o heridas abiertas.

Medida **100 yardas**

Presentación del producto



Pack
1 Rollo



Bulto
20 unidades



Soluciones que dan Vida

Malla de Polipropileno

Código/Referencia
MALLPOLI01

Beneficios del producto

- 01 Integración Tisular Eficiente:** El diseño poroso favorece la formación de un tejido cicatricial robusto pero flexible, minimizando la rigidez excesiva en el sitio de la reparación.
- 02 Versatilidad Quirúrgica:** Los formatos de 15x15cm y 30x30cm permiten al cirujano realizar cortes personalizados según el defecto herniario, optimizando el uso del material.
- 03 Estabilidad a Largo Plazo:** Al ser un material no absorbible, asegura una reparación definitiva del defecto musculoaponeurótico, reduciendo significativamente las tasas de recidiva (recurrencia).
- 04 Perfil de Seguridad:** Excelente biocompatibilidad, reduciendo complicaciones como infecciones del sitio quirúrgico o rechazo de material.

Usos Clínicos

- 01 Hernioplastia Inguinal:** Reparación de hernias inguinales y crurales mediante técnica abierta (Lichtenstein) o laparoscópica.
- 02 Reparación de Hernias Incisionales:** Refuerzo de la pared abdominal tras cirugías previas con presencia de grandes defectos (eventraciones).
- 03 Hernias de Pared Abdominal:** Tratamiento de hernias umbilicales, epigástricas y lumbares.
- 04 Cirugía de Suelo Pélvico:** En casos específicos de prolapsos que requieren soporte protésico adicional.

Presentación del producto

15x15cm	 Pack 5 unidades	 Caja 25 unidades	 Bulto 800 unidades
30x30cm	 Pack 5 unidades	 Caja 25 unidades	 Bulto 300 unidades

Soluciones que dan Vida

Vendas Elásticas Ajustable con Clip

Código/Referencia
VENELAS01

Beneficios Clínicos

- 01 Compresión Dinámica:** Ideal para el control eficaz de edemas postraumáticos o postquirúrgicos, favoreciendo el retorno venoso y linfático.
- 02 Estabilidad Articular:** Proporciona un soporte funcional en esguinces, distensiones musculares y lesiones ligamentarias leves, permitiendo un rango de movimiento restringido y seguro.
- 03 Fijación Segura:** El sistema de clip evita el desplazamiento del vendaje durante la actividad diaria, reduciendo la necesidad de reajustes frecuentes.
- 04 Reutilización y Lavado:** Producto altamente duradero; puede ser lavado y secado siguiendo las instrucciones del fabricante, manteniendo su elasticidad por múltiples usos.

Usos Clínicos

- 01 Traumatología:** Soporte en esguinces de tobillo, rodilla, muñeca y distensiones musculares.
- 02 Flebología:** Vendaje compresivo en el manejo de insuficiencia venosa crónica y como profilaxis en miembros inferiores.
- 03 Postoperatorio:** Sujeción de apósitos voluminosos y compresión de zonas quirúrgicas para prevenir hematomas.
- 04 Medicina Deportiva:** Vendajes preventivos de soporte en atletas para proteger articulaciones de esfuerzos excesivos.

Colores

Blanco

Piel



Presentación del producto

10cmx4m	 Paquete 12 unidades	 Bulto 360 unidades
15cmx4m	 Paquete 12 unidades	 Bulto 240 unidades
20cmx4m	 Paquete 6 unidades	 Bulto 180 unidades

Equipos Médicos

Una selección premium de equipos certificados, fabricados para ofrecer durabilidad y exactitud en los entornos médicos más exigentes.



Soluciones que dan Vida

Colchón Antiescaras con Compresor

Código/Referencia
COLANTIO1

Beneficios del producto

- 01 Reducción de la Incidencia de UPP:** La redistribución constante de la presión elimina las fuerzas de cizallamiento y compresión que causan isquemia tisular.
- 02 Mejora de la Perfusión Sanguínea:** Al alternar los puntos de apoyo, se permite que el flujo sanguíneo se restablezca periódicamente en las prominencias óseas (talones, sacro, trocánteres, escápulas).
- 03 Confort y Calidad de Vida:** Facilita el descanso reparador del paciente encamado, evitando las molestias derivadas de la inmovilidad prolongada.
- 04 Facilidad de Mantenimiento:** Su diseño modular permite la limpieza rápida, esencial para el control de infecciones en entornos hospitalarios o domiciliarios.

Usos Clínicos

- 01 Prevención Primaria:** Pacientes con alto riesgo de desarrollar úlceras por presión debido a inmovilidad prolongada (parálisis, sedación, debilidad extrema).
- 02 Tratamiento de UPP (Estadios I y II):** Ayuda en la recuperación de tejidos dañados al reducir la presión sobre la lesión.
- 03 Cuidados Paliativos:** Mejora del confort en pacientes con patologías terminales o enfermedades crónicas degenerativas.
- 04 Recuperación Postquirúrgica:** Uso en pacientes que requieren reposo absoluto tras cirugías mayores (ortopédicas, neurológicas).

Presentación del producto

 **Caja**
1 unidad

 **Bulto**
6 unidades

Soluciones que dan Vida

Glucómetro Digital

Código/Referencia
GLUDIG01

Beneficios del producto

- 01 Resultados Casi Instantáneos:** Obtención de la lectura en tan solo 5 segundos, optimizando el tiempo de respuesta ante episodios de hipo o hiperglucemia.
- 02 Precisión Normativa:** Cumple con los estándares internacionales de precisión ISO 15197:2013, asegurando una correlación clínica superior con los métodos de laboratorio centralizado.
- 03 Gestión de la Terapia:** Los marcadores de antes/después de las comidas (pre-prandial y post-prandial) ayudan al médico y al paciente a ajustar dosis de insulina o regímenes dietéticos de forma personalizada.
- 04 Portabilidad Excepcional:** Incluye un estuche rígido de transporte que protege el dispositivo y sus accesorios (lancetero y tiras), ideal para pacientes activos.

Usos Clínicos

- 01 Automonitoreo del Paciente (SMBG):** Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 y Tipo 2 para el control diario de sus niveles de glucosa.
- 02 Tamizaje en Consultorio:** Detección rápida de hiperglucemia en pacientes de riesgo durante la consulta general.
- 03 Control de Diabetes Gestacional:** Seguimiento riguroso de pacientes embarazadas para prevenir complicaciones fetales o maternas.
- 04 Ubicaciones de Emergencia:** Evaluación rápida de estados alterados de conciencia en unidades de triaje para descartar crisis glucémicas.

Presentación del producto

 **Caja**
1 unidad

 **Caja Tiras reactivas**
50 unidades

 **Caja Lancetas**
50 unidades

 **Bulto**
40 unidades

Soluciones que dan Vida

Nebulizador Premium

Beneficios Clínicos

- 01 Alta Tasa de Deposición Pulmonar:** El tamaño de partícula optimizado reduce la sedimentación en la orofaringe, aumentando la cantidad de fármaco que llega a los pulmones.
- 02 Reducción del Tiempo de Terapia:** Gracias a su alta capacidad de flujo, el tiempo de administración del medicamento se reduce sin comprometer la efectividad del tratamiento.
- 03 Versatilidad de Pacientes:** Incluye kits completos (mascarillas pediátricas y de adulto, boquilla) para asegurar un sellado hermético y minimizar la pérdida de aerosol.
- 04 Durabilidad Clínica:** Diseñado para soportar ciclos de uso frecuentes en entornos hospitalarios o de cuidados crónicos en el hogar.

Usos Clínicos

- 01 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC):** Administración de broncodilatadores de acción rápida o prolongada.
- 02 Asma Bronquial:** Tratamiento de crisis asmáticas y mantenimiento preventivo mediante corticoides inhalados.
- 03 Infecciones Respiratorias:** Administración de antibióticos nebulizados en pacientes con fibrosis quística o bronquiectasias.
- 04 Cuidados Críticos:** Soporte respiratorio básico en pacientes con dificultad para utilizar inhaladores de dosis medida (MDI).

Código/Referencia
NEBUPRE01

Presentación del producto

 **Caja**
1 unidad

 **Bulto**
8 unidades



Soluciones que dan Vida

Nebulizador Estándar

Código/Referencia
NEBUEST01

Beneficios Clínicos

- 01 Facilidad de Uso:** Interfaz intuitiva con un solo botón de encendido/apagado, ideal para pacientes con destreza limitada o uso por cuidadores sin entrenamiento técnico complejo.
- 02 Costo-Efectividad:** Representa una solución económica para pacientes crónicos que necesitan nebulizaciones diarias sin la complejidad de los equipos de grado hospitalario/UCI.
- 03 Reducción de Síntomas:** Alivio rápido de la obstrucción bronquial mediante la deposición directa de partículas de medicamento en el tracto respiratorio.
- 04 Seguridad:** Funcionamiento mediante aire comprimido sin necesidad de propelentes químicos (a diferencia de los inhaladores presurizados), evitando reacciones irritantes locales.

Usos Clínicos

- 01 Manejo del Asma:** Administración de broncodilatadores para el control de episodios de sibilancias y disnea.
- 02 Terapia de Mantenimiento:** Uso en pacientes con bronquitis crónica para la fluidificación de secreciones mediante suero fisiológico o broncodilatadores.
- 03 Cuidados Post-Respiratorios:** Facilitación de la expectoración en pacientes con procesos catarrales agudos.
- 04 Pediatría:** Tratamiento de cuadros obstructivos agudos en pacientes pediátricos mediante el uso de mascarilla facial.

Presentación del producto

 **Caja**
1 unidad

 **Bulto**
10 unidades



Soluciones que dan Vida

Nebulizador Portátil

Código/Referencia
NEBUPOR01

Beneficios Clínicos

- 01 Eficacia en la Deposición Pulmonar:** El tamaño de partícula optimizado ($MMAD \leq 5\mu m$) asegura que el medicamento llegue eficazmente a los alvéolos.
- 02 Tratamiento Multidisciplinario:** Compatible con una amplia gama de medicamentos, incluyendo broncodilatadores, mucolíticos y soluciones salinas.
- 03 Uso en Cualquier Ángulo:** Permite la nebulización incluso en posición inclinada o recostada (hasta 45°), facilitando el tratamiento en pacientes encamados o lactantes.
- 04 Independencia del Paciente:** Fomenta la adherencia al tratamiento al eliminar las barreras de peso, ruido y necesidad de enchufes de los equipos convencionales.

Usos Clínicos

- 01 Crisis Asmáticas:** Administración inmediata de rescate en cualquier entorno (escuela, trabajo, viajes).
- 02 EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica):** Terapia de mantenimiento fuera del entorno hospitalario.
- 03 Fibrosis Quística / Bronquiectasias:** Administración de soluciones para la higiene bronquial.
- 04 Laringitis y Crup:** Tratamiento rápido en pacientes pediátricos gracias a su funcionamiento imperceptible.

Presentación del producto

 **Caja**
1 unidad

 **Bulto**
40 unidades

Soluciones que dan Vida

Tensiómetro Manual con Estetoscopio

Código/Referencia
TENMAN01

Beneficios del producto

- 01 Fiabilidad Diagnóstica:** Al no depender de algoritmos oscilométricos (como los dispositivos digitales), permite mediciones precisas incluso en pacientes con arritmias, pulso débil o temblores.
- 02 Control Profesional:** El examinador determina manualmente el ritmo de desinflado, lo que reduce el margen de error en pacientes con hipertensiones severas o hipotensiones críticas.
- 03 Versatilidad de Auscultación:** El estetoscopio integrado no solo sirve para la toma de presión, sino también para la valoración pulmonar y cardíaca básica.
- 04 Autonomía Total:** Dispositivo mecánico que no requiere baterías ni fuentes de energía externas, ideal para servicios de emergencia, zonas rurales o visitas domiciliarias.

Usos Clínicos

- 01 Evaluación Cardiovascular de Rutina:** Monitorización de la presión arterial en consultas de medicina general, cardiología y enfermería.
- 02 Tamizaje de Hipertensión Arterial (HTA):** Identificación y clasificación de pacientes según las guías internacionales (JNC 8, AHA/ESC).
- 03 Monitoreo en Urgencias:** Valoración rápida del estado hemodinámico en pacientes traumatizados o con shock.
- 04 Entornos de Enseñanza:** Herramienta fundamental para el entrenamiento de estudiantes de medicina y enfermería en la identificación de ruidos arteriales.

Presentación del producto



Caja
1 unidad



Bulto
50 unidades

Soluciones que dan Vida

Tensiómetro Digital

Código/Referencia
TENDIG01

Beneficios del producto

- 01 Precisión Validada:** Cumple con los protocolos de precisión de la ESH (Sociedad Europea de Hipertensión), garantizando lecturas consistentes comparables con métodos invasivos.
- 02 Prevención de Riesgos Cardiovasculares:** Facilita la detección temprana de la hipertensión "silenciosa" y el seguimiento de la eficacia de tratamientos farmacológicos.
- 03 Facilidad de Uso (One-Touch):** Operación simplificada con un solo botón, ideal para adultos mayores o pacientes que requieren monitoreos frecuentes sin asistencia técnica.
- 04 Promedio Automático:** Función inteligente que calcula el promedio de las últimas 3 lecturas para proporcionar un valor más estable y representativo de la presión arterial real.

Usos Clínicos

- 01 Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA):** Seguimiento del paciente fuera del entorno clínico para descartar el efecto de "bata blanca".
- 02 Control de Pacientes Crónicos:** Seguimiento diario de personas con diagnóstico de hipertensión, insuficiencia cardíaca o nefropatías.
- 03 Evaluación Geriátrica:** Herramienta de fácil lectura para el control de la salud cardiovascular en el adulto mayor.
- 04 Uso Clínico Preventivo:** Tamizaje rápido de signos vitales en triaje o consultas externas.

Presentación del producto



Caja
1 unidad



Bulto
30 unidades

Soluciones que dan Vida

Oxímetro de Pulso

Código/Referencia
OXIPUL01

Beneficios del producto

- 01 Detección Temprana de Hipoxia:** Permite identificar descensos en la oxigenación (hipoxia silenciosa) antes de que se manifiesten signos físicos claros como la cianosis.
- 02 Monitoreo No Invasivo:** Evaluación instantánea y sin dolor, evitando la necesidad de gasometrías arteriales para controles de rutina.
- 03 Portabilidad y Autonomía:** Dispositivo ligero ideal para servicios de triaje, visitas domiciliarias, medicina del deporte y emergencias extrahospitalarias.
- 04 Facilidad de Interpretación:** Proporciona datos numéricos claros que ayudan al profesional a tomar decisiones rápidas sobre la necesidad de oxigenoterapia.

Usos Clínicos

- 01 Evaluación de Pacientes Respiratorios:** Monitoreo en casos de EPOC, neumonía, asma y secuelas de afecciones virales respiratorias.
- 02 Recuperación Postanestésica:** Vigilancia de la saturación de oxígeno durante el despertar de procedimientos quirúrgicos menores.
- 03 Medicina del Deporte y Altura:** Control de la adaptación al esfuerzo físico y evaluación de la oxigenación en altitudes elevadas.
- 04 Atención Domiciliaria:** Seguimiento de pacientes crónicos dependientes de oxígeno o con insuficiencia cardíaca congestiva.

Presentación del producto

 **Caja**
1 unidad

 **Bulto**
200 unidades

Soluciones que dan Vida

Termómetro Digital

Código/Referencia
TENDIG01

Beneficios del producto

- 01 Precisión Certificada:** Ofrece un margen de error mínimo ($\pm 0.1^{\circ}\text{C}$), garantizando datos confiables para la toma de decisiones clínicas.
- 02 Seguridad del Paciente:** Fabricado con materiales libres de látex y sustancias tóxicas, eliminando el riesgo de exposición al mercurio en caso de ruptura.
- 03 Velocidad de Respuesta:** Proporciona lecturas estables en un tiempo estimado de 10 a 60 segundos (dependiendo de la vía de administración), optimizando el tiempo de atención.
- 04 Higiene Superior:** Su diseño liso y sin porosidades facilita la limpieza con alcohol retiene al 70%, esencial para prevenir la contaminación cruzada.

Usos Clínicos

- 01 Detección de Estados Febriles:** Identificación de hipertermia en procesos infecciosos, inflamatorios o post-vacunales.
- 02 Monitoreo de Ciclo de Ovulación:** Seguimiento de la temperatura basal para planificación familiar o estudios de fertilidad.
- 03 Valoración Pediátrica y Geriátrica:** Control seguro de la temperatura en poblaciones vulnerables gracias a su punta flexible.
- 04 Triage Hospitalario:** Evaluación rápida de signos vitales en el ingreso de pacientes a urgencias o consulta externa.

Presentación del producto

 **Caja**
10 unidades

 **Bulto**
500 unidades

Soluciones que dan Vida

Monitor Multiparametros

Aurora E12

Código/Referencia
MOMUL01

Beneficios del producto

- 01 Vigilancia Integral:** Permite el seguimiento simultáneo de múltiples funciones orgánicas, reduciendo el tiempo de respuesta ante una desestabilización hemodinámica.
- 02 Versatilidad de Pacientes:** Software optimizado con perfiles específicos para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, ajustando automáticamente los límites de alarma y presión.
- 03 Interfaz Intuitiva:** Menús sencillos y teclas de acceso rápido que facilitan la operación incluso en situaciones de alta presión asistencial.
- 04 Reducción de Riesgos:** La detección temprana de hipoxia o bradicardias severas mediante monitorización continua mejora significativamente los resultados de seguridad del paciente.

Usos Clínicos

- 01 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI):** Vigilancia estricta de pacientes críticamente enfermos o inestables.
- 02 Quirófanos y Recuperación (URPA):** Monitorización durante la inducción anestésica, el acto quirúrgico y el despertar post-operatorio.
- 03 Unidades de Cuidados Coronarios:** Seguimiento continuo de pacientes con infarto agudo al miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva.
- 04 Urgencias y Triage:** Evaluación rápida de signos vitales en pacientes que ingresan con cuadros de trauma o shock.

Presentación del producto

 **Caja**
1 unidad

 **Bulto**
1 unidad



Compatible con pantalla táctil

Pantalla de alta resolución de 12 pulgadas, táctil y control por teclas.



A prueba de desfibrilación y detección de pulso de marcapasos.

Protección contra descargas de desfibriladores, resistencia a interferencias de unidades electroquirúrgicas y detección e inhibición del pulso de marcapasos.



Gran Capacidad de Almacenamiento


Hasta 2.000 horas de datos de tendencias:

Hasta 12.000 grupos de registros de NIBP

2.000 grupos de eventos de desaturación de oxígeno

2.000 grupos de eventos de alarma

840 horas de forma de onda de EEG



Múltiples funciones de monitorización

Este monitor de paciente permite monitorizar parámetros fisiológicos, como ECG, Frecuencia cardíaca (RESP), Presión arterial no invasiva (NIBP), Saturación de oxígeno (SpO2), Frecuencia cardíaca (PR), Temperatura (TEMP), CO2 y CSM, entre otros.



Instrumentos Quirúrgicos

Instrumental de alta precisión diseñado para acompañar la destreza del especialista, garantizando maniobrabilidad absoluta y cortes impecables en cada intervención.



Soluciones que dan Vida

Lápiz Electrocauterio

Código/Referencia
LAPELEC01

Beneficios del producto

- 01 Hemostasia Eficiente:** Reduce drásticamente el tiempo quirúrgico al permitir el sellado de vasos sanguíneos pequeños y medianos de forma simultánea al corte.
- 02 Seguridad Eléctrica:** El aislamiento de alta integridad previene fugas de corriente, protegiendo al paciente y al personal médico de quemaduras accidentales.
- 03 Recuperación Postoperatoria:** El control preciso del daño térmico lateral favorece una cicatrización más limpia y reduce el trauma en los tejidos adyacentes.
- 04 Garantía de Asepsia:** Empacado individualmente en envase tipo Peel-Open, garantizando un producto libre de pirógenos y listo para su uso en cirugías asépticas.

Usos Clínicos

- 01 Cirugía General:** Disección de planos anatómicos y control de sangrado en laparotomías y cirugías de tejidos blandos.
- 02 Ginecología y Obstetricia:** Procedimientos de histerectomía, miomectomía y cesáreas, donde se requiere hemostasia rápida.
- 03 Traumatología y Ortopedia:** Corte de fascias, músculos y cauterización en abordajes de articulaciones mayores.
- 04 Cirugía Plástica:** Refinamiento de bordes y disección de colgajos con mínima difusión térmica.
- 05 Urología y Oncología:** Resección de masas tumorales y control vascular preventivo.

Presentación del producto



Pack
1 unidad



Bulto
100 unidades

Soluciones que dan Vida

Hojillas de Bisturi

Código/Referencia
HOBIS01

Beneficios del producto

- 01 Incisiones Atraumáticas:** El filo microscópico reduce la fuerza necesaria para el corte, minimizando la necrosis por presión en los bordes de la herida y favoreciendo la cicatrización.
- 02 Seguridad Quirúrgica:** La alta resistencia a la flexión previene fracturas de la punta o del cuerpo de la hoja ante tensiones laterales.
- 03 Versatilidad:** La disponibilidad de diferentes perfiles permite al cirujano seleccionar la herramienta exacta según la profundidad y el arco de movimiento requerido.

Usos Clínicos Específicos:

- 01 Hoja N.º 11:** Ideal para procedimientos de urgencia como la cricotiroidotomía, punciones de abscesos, inserción de catéteres centrales y disección de vasos sanguíneos pequeños.
- 02 Hoja N.º 15:** Utilizada en cirugías que requieren extrema precisión, como la extirpación de lesiones cutáneas, cirugía de mano, podología y procedimientos periodontales.
- 03 Hoja N.º 20:** Es el estándar en cirugía mayor para aperturas de piel y fascia en abdomen, tórax y extremidades, donde se requiere un corte largo y profundo.

Hojas

11 | 15 | 20

Presentación del producto



Caja
100 unidades



Bulto
5.000 unidades

Lencería Médica

Una selección premium de textiles médicos que combinan ligereza y seguridad, brindando la confianza necesaria para transformar cada espacio de salud en un entorno seguro.



Soluciones que dan Vida

Bata Quirúrgica

Código/Referencia
BATAQUIR01

Colore
Disponible

Azul

Beneficios Clínicos

- 01 Alta Bioseguridad:** Reduce significativamente el riesgo de Infecciones del Sitio Quirúrgico (ISQ) al minimizar la descamación dérmica del personal hacia la herida del paciente.
- 02 Confort y Transpirabilidad:** El material permite el intercambio de vapor de agua (sudor), reduciendo el estrés térmico del cirujano en quirófanos con iluminación intensa.
- 03 Baja Generación de Pelusa:** Minimiza la liberación de fibras al ambiente, factor crítico para prevenir reacciones de cuerpo extraño en el paciente y obstrucciones en sistemas de ventilación.
- 04 Resistencia al Desgarro:** Alta tenacidad en seco y húmedo, lo que previene rupturas accidentales durante maniobras quirúrgicas bruscas o el uso de instrumental pesado.


Usos Clínicos

- 01 Cirugía General y Especialidades:** Intervenciones quirúrgicas de media y alta complejidad (ortopedia, cardiología, neurocirugía).
- 02 Unidades de Obstetricia:** Procedimientos de parto y cesáreas con alta exposición a fluidos.
- 03 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI):** Realización de procedimientos invasivos a pie de cama (colocación de vías centrales, traqueostomías).
- 04 Oncología y Unidades de Quemados:** Manejo de pacientes inmunocomprometidos que requieren una barrera de protección estricta.

Presentación del producto

Pack
1 unidad

Bulto
50 unidades



Soluciones que dan Vida

Gorro de Enfermera

Código/Referencia
GORENFE01

Beneficios Clínicos

- 01 Control de Infecciones:** Reducción drástica de la contaminación ambiental en áreas restringidas al contener la descamación natural y el cabello.
- 02 Seguridad Ocupacional:** Protege al personal de salud de salpicaduras accidentales de fluidos biológicos o químicos hacia el cabello.
- 03 Confort Térmico:** Su alta permeabilidad al aire facilita el intercambio térmico, esencial en entornos cerrados con iluminación intensa.
- 04 Ajuste Universal:** Su capacidad de elongación permite que sea utilizado por personal con cabello largo o corto por igual, asegurando siempre el sellado de los bordes.

Usos Clínicos

- 01 Áreas Quirúrgicas:** Uso obligatorio para cirujanos, instrumentistas y enfermeras circulantes dentro del quirófano.
- 02 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI):** Prevención de infecciones nosocomiales durante el manejo de pacientes críticos.
- 03 Laboratorios y Farmacia:** Manipulación de muestras biológicas o preparación de mezclas oncológicas/parenterales.
- 04 Servicios de Odontología:** Protección contra el aerosol generado por instrumental rotatorio de alta velocidad.

Presentación del producto

Paquete
100 unidades

Bulto
2.000 unidades

Color

Azul



Soluciones que dan Vida

Cubrebotas Descartable

Código/Referencia
CUBDES01

Beneficios Clínicos

- 01 Prevención de Contaminación Cruzada:** Evita que el calzado utilizado en áreas comunes transporte patógenos hacia zonas restringidas como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o el área quirúrgica.
- 02 Protección del Personal:** Resguarda al profesional de la salud del contacto accidental con fluidos potencialmente infecciosos durante procedimientos invasivos.
- 03 Cumplimiento de Protocolos de Asepsia:** Facilita la transición entre áreas de diferente clasificación de bioseguridad (áreas negras, grises y blancas).
- 04 Confort Térmico y Transpirabilidad:** A pesar de su densidad, el material permite el intercambio de aire, evitando la acumulación excesiva de calor en el calzado del usuario.

Usos Clínicos

- 01 Quirófanos y Salas de Parto:** Uso obligatorio para todo el personal que ingresa al área estéril.
- 02 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI):** Control de la carga bacteriana en el suelo de unidades con pacientes inmunocomprometidos.
- 03 Laboratorios Clínicos y de Patología:** Protección contra derrames de reactivos o muestras biológicas.
- 04 Áreas de Aislamiento:** Manejo de pacientes con enfermedades infectocontagiosas de alta transmisibilidad.

Presentación del producto

Paquete
50 pares

Bulto
2.000 unidades

Colores

Azul

Verde



Ortopedia ↗

Tecnología ortopédica de vanguardia que combina materiales de alto desempeño con un diseño anatómico superior, garantizando estabilidad y confort en cada fase del tratamiento.





Soluciones que dan Vida

Andadera Reciprocal

Código/Referencia
ANDRECIO1

Beneficios del producto

- 01 Promoción de la Marcha Natural:** Al permitir el movimiento alternado, el dispositivo fomenta el equilibrio y la coordinación neuromuscular durante la rehabilitación.
- 02 Reducción del Gasto Energético:** El usuario no requiere levantar la andadera del suelo para avanzar (como sucede con los modelos fijos), lo que disminuye la fatiga muscular en los miembros superiores.
- 03 Estabilidad Superior:** Ofrece cuatro puntos de contacto constantes con el suelo, proporcionando una base de sustentación amplia y segura para pacientes con riesgo de caídas.
- 04 Versatilidad de Uso:** Puede configurarse como andadera fija (bloqueando el mecanismo) o recíproca, adaptándose a las diferentes etapas de recuperación del paciente.

Usos Clínicos

- 01 Verificación de Regatones:** Inspeccionar periódicamente las gomas de las patas; si presentan desgaste excesivo o grietas, deben reemplazarse para evitar deslizamientos.
- 02 Ajuste de Altura:** La empuñadura debe quedar a la altura del trocánter mayor (o pliegue de la muñeca con el brazo extendido) para asegurar que el codo mantenga una flexión de 20° a 30°.
- 03 Limpieza:** Utilizar un paño húmedo con detergente neutro. Evitar el uso de aceites o ceras en las empuñaduras para no comprometer el agarre.
- 04 Seguridad:** Asegurarse de que el botón de plegado y los pernos de ajuste de altura estén completamente bloqueados ("clic" audible) antes de cada uso.

Presentación del producto




Pack
1 unidad



Bulto
4 unidades



ADULTO



Soluciones que dan Vida

Andadera Reciprocal con Ruedas

Código/Referencia
ANDRERU01

Beneficios del producto

- 01 Optimización del Gasto Energético:** Las ruedas delanteras permiten un desplazamiento ininterrumpido, reduciendo el esfuerzo físico necesario en pacientes con fuerza limitada en brazos y hombros.
- 02 Reeducación de la Marcha:** El movimiento recíproco estimula los patrones neurológicos de la caminata, siendo fundamental en terapias de rehabilitación post-ictus o lesiones medulares parciales.
- 03 Seguridad y Confianza:** El sistema de apoyo trasero fijo evita que la andadera se deslice involuntariamente hacia adelante, ofreciendo un control total sobre la velocidad de desplazamiento.
- 04 Adaptabilidad Ergonómica:** La graduación de altura permite mantener una postura erguida, evitando vicios posturales y dolores lumbares asociados al uso de dispositivos mal ajustados.

Usos Clínicos

- 01 Geriatria:** Soporte para adultos mayores con inestabilidad moderada que aún conservan la capacidad de dirigir el movimiento pero presentan fatiga rápida.
- 02 Postoperatorio de Miembros Inferiores:** Fase intermedia de recuperación tras artroplastia de cadera o rodilla, donde se requiere soporte pero se busca agilizar la marcha.
- 03 Trastornos Neurológicos:** Pacientes con enfermedad de Parkinson o esclerosis múltiple que se benefician del ritmo recíproco para evitar el "congelamiento" de la marcha.
- 04 Debilidad Muscular Generalizada:** Pacientes crónicos que requieren un punto de apoyo constante pero carecen de la fuerza para manipular una andadera fija.

Presentación del producto



Pack
1 unidad



Bulto
4 unidades



ADULTO



Soluciones que dan Vida

Bastón de Rastreo para Invidentes

Beneficios Clínicos

- 01 Alta Bioseguridad:** Reduce significativamente el riesgo de Infecciones del Sitio Quirúrgico (ISQ) al minimizar la descamación dérmica del personal hacia la herida del paciente.
- 02 Confort y Transpirabilidad:** El material permite el intercambio de vapor de agua (sudor), reduciendo el estrés térmico del cirujano en quirófanos con iluminación intensa.
- 03 Baja Generación de Pelusa:** Minimiza la liberación de fibras al ambiente, factor crítico para prevenir reacciones de cuerpo extraño en el paciente y obstrucciones en sistemas de ventilación.
- 04 Resistencia al Desgarro:** Alta tenacidad en seco y húmedo, lo que previene rupturas accidentales durante maniobras quirúrgicas bruscas o el uso de instrumental pesado.

Usos Clínicos



- 01 Cirugía General y Especialidades:** Intervenciones quirúrgicas de media y alta complejidad (ortopedia, cardiología, neurocirugía).
- 02 Unidades de Obstetricia:** Procedimientos de parto y cesáreas con alta exposición a fluidos.
- 03 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI):** Realización de procedimientos invasivos a pie de cama (colocación de vías centrales, traqueostomías).
- 04 Oncología y Unidades de Quemados:** Manejo de pacientes inmunocomprometidos que requieren una barrera de protección estricta.

Código/Referencia
BASTRAS01

Presentación del producto

 **Pack 1 unidad**

 **Bulto 20 unidades**



Soluciones que dan Vida

Bastón de Un Punto

Código/Referencia
BASTUN01

Beneficios del producto

- 01 Mejora del Equilibrio Dinámico:** Aumenta la base de sustentación del paciente, proporcionando un punto de apoyo adicional que compensa déficits sensoriales o motores.
- 02 Descarga Articular:** Reduce el estrés mecánico en articulaciones de carga (cadera, rodilla o tobillo) durante la fase de apoyo de la marcha.
- 03 Prevención de Caídas:** Ofrece confianza y estabilidad en pacientes con vértigo leve, inestabilidad postural o debilidad muscular compensada.
- 04 Portabilidad y Ergonomía:** Su ligereza facilita el transporte y reduce la fatiga en la muñeca y el hombro del usuario.



Usos Clínicos

- 01 Artritis y Artrosis:** Alivio del dolor en pacientes con procesos degenerativos en miembros inferiores.
- 02 Postoperatorio en Fase Avanzada:** Apoyo en la transición hacia la marcha independiente tras cirugías de rodilla o cadera.
- 03 Déficits Neurológicos Leves:** Asistencia en pacientes con hemiparesia leve o neuropatías periféricas que afectan el equilibrio.
- 04 Geriatria:** Soporte preventivo para adultos mayores que presentan una ligera disminución en su estabilidad postural.

Presentación del producto

 **Pack 1 unidad**

 **Bulto 20 unidades**



Soluciones que dan Vida

Bastón de Cuatro Puntos

Código/Referencia
BASTCUA01

Beneficios del producto

- 01 Máxima Estabilidad Postural:** Al proporcionar cuatro puntos de apoyo, reduce significativamente las oscilaciones del centro de gravedad, brindando seguridad técnica y psicológica al paciente.
- 02 Independencia de Soporte:** Al mantenerse de pie por sí solo, evita que el paciente tenga que agacharse para recogerlo, reduciendo el riesgo de caídas por pérdida de equilibrio.
- 03 Distribución Eficiente de la Carga:** Permite una descarga de peso más significativa que el bastón de un punto, siendo un paso intermedio ideal entre la andadera y el bastón convencional.
- 04 Seguridad en Superficies Irregulares:** Los cuatro puntos de contacto compensan pequeñas irregularidades del terreno que podrían desestabilizar un apoyo único.



Usos Clínicos

- 01 Secuelas de ACV (Hemiparesia):** Es el estándar de oro para pacientes con debilidad unilateral que requieren un apoyo firme en el lado no afectado.
- 02 Enfermedades Neurológicas:** Útil en pacientes con Ataxia, Parkinson o Esclerosis Múltiple que presentan inestabilidad moderada.
- 03 Postoperatorio de Miembros Inferiores:** Fase avanzada de rehabilitación tras reemplazos articulares donde aún persiste temor a la marcha independiente.
- 04 Geriatria:** Adultos mayores con sarcopenia o alteraciones del equilibrio que necesitan una base de sustentación amplia para desplazamientos intradomiciliarios.

Presentación del producto

 **Pack 1 unidad**

 **Bulto 10 unidades**

Soluciones que dan Vida

Muletas Axilares

Código/Referencia
MULEAXI01

Beneficios del producto

- 01 Descarga Efectiva de Peso:** Permiten la eliminación total de la carga en una extremidad o la carga parcial controlada, acelerando los procesos de consolidación ósea y cicatrización tisular.
- 02 Versatilidad Antropométrica:** Disponibles en tallas estándar (Adulto, Joven y Pediátrico), cubriendo un amplio rango de estaturas con un solo dispositivo.
- 03 Mejora de la Independencia Funcional:** Facilitan el desplazamiento en terrenos irregulares y escaleras, proporcionando una base de apoyo más dinámica que una andadera en pacientes con buen equilibrio.
- 04 Prevención de Complicaciones:** El diseño del almohadillado reduce el riesgo de irritación dérmica y compresión vascular bajo el brazo.

Usos Clínicos

- 01 Traumatología:** Fracturas de fémur, tibia, peroné o huesos del pie que requieren reposo absoluto de la extremidad.
- 02 Postoperatorio:** Recuperación tras artroscopias, reemplazos articulares o cirugías correctivas de miembros inferiores.
- 03 Lesiones de Ligamentos y Tendones:** Esguinces de grado II y III, o roturas del tendón de Aquiles.
- 04 Rehabilitación:** Fases iniciales de reeducación de la marcha donde se necesita una base de soporte amplia y segura.

 PEDIÁTRICA

 ADULTO

Medidas

S | M | L

Presentación del producto

 Par
1 unidad

 Bulto
16 unidades | 8 pares

Soluciones que dan Vida

Muletas Tipo Canadiense

Código/Referencia
MULECAN01

Beneficios del producto

- 01 Mayor Libertad de Movimiento:** Su diseño compacto facilita el tránsito por espacios reducidos, escaleras y transporte público en comparación con las muletas axilares.
- 02 Preservación Neurológica:** Al no tener apoyo axilar, se elimina por completo el riesgo de parálisis del nervio radial o lesiones vasculares por apoyo incorrecto.
- 03 Promoción de la Postura Fisiológica:** Obliga al usuario a mantener una posición más recta, favoreciendo la alineación de la columna y mejorando el patrón de marcha dinámico.
- 04 Uso Prolongado:** Es el dispositivo de elección para pacientes con discapacidades permanentes o de larga duración debido a su ligereza y ergonomía.

Usos Clínicos

- 01 Rehabilitación de Larga Duración:** Pacientes con secuelas de poliomielitis, parálisis cerebral leve o distrofias musculares.
- 02 Postoperatorio de Miembros Inferiores:** Fase avanzada de recuperación donde se requiere un apoyo unilateral o bilateral más ágil.
- 03 Lesiones Crónicas:** Amputaciones de miembros inferiores (uso de prótesis) o inestabilidad articular severa en rodilla o tobillo.
- 04 Enfermedades Neurológicas:** Esclerosis múltiple o lesiones medulares incompletas que permiten la deambulación asistida.

 ADULTO

Presentación del producto

 Par
1 unidad

 Bulto
20 unidades | 10 pares

Soluciones que dan Vida

Silla Sanitaria

Código/Referencia
SILLSANI01

Modelo:
BME665

Beneficios del producto

- 01 Prevención de Caídas:** Reduce el riesgo de accidentes en el trayecto al cuarto de baño, especialmente durante la noche o en pacientes con inestabilidad postural.
- 02 Optimización del Esfuerzo Físico:** Al actuar como elevador de inodoro, minimiza la flexión excesiva de cadera y rodilla, factor crítico en pacientes con prótesis o artrosis severa.
- 03 Higiene y Comodidad:** Facilita las tareas de enfermería y cuidado domiciliario, permitiendo una evacuación segura y controlada cerca del área de descanso del paciente.
- 04 Durabilidad y Resistencia:** Los materiales empleados son resistentes a la humedad y a los productos químicos de desinfección hospitalaria.

Usos Clínicos

- 01 Postoperatorio de Cadera o Rodilla:** Pacientes que tienen restringida la flexión profunda de las articulaciones de carga.
- 02 Geriátrica:** Adultos mayores con sarcopenia, debilidad generalizada o incontinencia de urgencia.
- 03 Cuidados Paliativos:** Pacientes con movilidad severamente limitada que requieren asistencia a pie de cama.
- 04 Rehabilitación Neurológica:** Personas con secuelas de ACV o lesiones medulares que necesitan un soporte estable para el aseo.

Presentación del producto



ADULTO



Bulto
2 unidades

Soluciones que dan Vida

Coche Ortopédico

Código/Referencia
COCHORT01

Modelo
BME4620

Beneficios del producto

- 01 Prevención de Escaras y Úlceras:** La capacidad de basculación permite cambios posturales frecuentes, aliviando la presión en las tuberosidades isquiáticas.
- 02 Mejora de la Función Orgánica:** El posicionamiento erguido asistido favorece la digestión, el tránsito intestinal y optimiza la capacidad vital pulmonar.
- 03 Control de la Espasticidad:** Los componentes de posicionamiento (como el taco abductor) ayudan a inhibir reflejos patológicos y mantienen las articulaciones en rangos funcionales.
- 04 Integración Social:** Al proporcionar una base estable y confortable, el coche facilita que el niño participe activamente en actividades escolares y recreativas.

Usos Clínicos

- 01 Parálisis Cerebral Infantil (PCI):** Manejo de pacientes con diversos niveles de compromiso motor (GMFCS II-IV).
- 02 Distrofia Muscular y Atrofia Espinal:** Soporte para pacientes con debilidad muscular progresiva que requieren soporte total de tronco.
- 03 Mielomeningocele (Espina Bífida):** Movilidad segura para pacientes con compromiso sensorial y motor en miembros inferiores.
- 04 Síndromes Genéticos y Retraso Psicomotor:** Asistencia en el posicionamiento para niños con hipotonía severa.

Presentación del producto



PEDIÁTRICA



Bulto
1 unidad

Soluciones que dan Vida

Silla de Ruedas

Modelo
SYIV100-D-CX-GB

Código/Referencia
MOMUL01

Beneficios del producto

- 01 Promoción de la Autonomía:** El diseño de los aros de propulsión permite al paciente con fuerza conservada en miembros superiores desplazarse de forma independiente.
- 02 Prevención de Lesiones Posturales:** El soporte de respaldo firme ayuda a mantener la alineación de la columna vertebral, reduciendo el riesgo de cifosis por fatiga.
- 03 Facilitación de Cuidados:** Los componentes abatibles y desmontables reducen el esfuerzo físico del personal sanitario o cuidadores durante las maniobras de movilización.
- 04 Versatilidad de Terreno:** Las ruedas delanteras giratorias de 8" permiten un radio de giro reducido, ideal para maniobrar en pasillos estrechos y espacios interiores.

Usos Clínicos

- 01 Rehabilitación Postoperatoria:** Transporte de pacientes tras intervenciones quirúrgicas de miembros inferiores o columna.
- 02 Geriatría:** Asistencia para adultos mayores con movilidad reducida, fatiga muscular o riesgo elevado de caídas.
- 03 Traumatología:** Movilidad temporal en pacientes con fracturas, esguinces severos o lesiones ligamentarias que impiden la carga de peso.
- 04 Transferencias Hospitalarias:** Traslado interno de pacientes entre servicios médicos, áreas de diagnóstico y salas de espera.

Presentación del producto

 **Bulto**
 **1 unidad**



Ruedas

Ruedas Delanteras de Maniobra

Ruedas sólidas de 8 pulgadas de plástico duro y resistente con cañuela de alto impacto, que giran 360°, facilitando el giro en espacios estrechos.

Ruedas Traseras de Tracción

Ruedas de 24 pulgadas con rines de rayos y aros de propulsión ergonómicos que permiten al usuario desplazarse de forma autónoma.

Apoyabrazos

Acojinados para mayor comodidad y confort, rectos y fijos que brindan una mejor estabilidad.



Doble Sistema de Frenos

El doble sistema de frenado de la silla de ruedas consigue una mayor independencia del paciente sin poner en riesgo su estabilidad. Cuenta con freno en mangos superiores y freno manual con palanca que lo hará sentirse más seguro.

Posa Piés de Metal

Sus reposapiés abatibles y ajustables en altura para adaptarse a la morfología del usuario y facilitar el acceso.



Diseñada para seguir
tu ritmo, donde sea
que vayas.

Set de Infusión

Sistemas de infusión diseñados para garantizar un goteo constante y una administración de fluidos exacta, optimizando la eficacia de cada tratamiento médico.





Soluciones que dan Vida

Set de infusión con Bureta

Código/Referencia
SETBUR01

Beneficios del producto

- 01 Seguridad del Paciente:** El sistema de goteo controlado previene la administración accidental de grandes volúmenes de líquido, factor crítico en neonatología y pediatría.
- 02 Exactitud Farmacológica:** Facilita la preparación de diluciones de medicamentos que requieren una concentración específica y una velocidad de infusión lenta.
- 03 Prevención de Embolia Gaseosa:** Gracias a su válvula de cierre automático, proporciona una capa adicional de seguridad técnica durante el vaciado de la cámara.
- 04 Versatilidad:** Compatible con diversos tipos de soluciones cristaloides, coloides y nutrición parenteral ligera.

Usos Clínicos

- 01 Pediatría y Neonatología:** s el estándar para la administración de líquidos en pacientes con bajo peso corporal donde el balance hídrico es milimétrico.
- 02 Unidades de Cuidados Críticos (UCI):** Infusión de fármacos vasoactivos, inotrópicos o sedantes que requieren dosificación precisa por microgoteo.
- 03 Administración de Antibióticos:** Preparación de dosis intermitentes de antibióticos que deben infundirse en tiempos específicos (ej. 30 o 60 minutos).
- 04 Pacientes Geriátricos:** Manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca o renal que tienen restringido el volumen de líquidos diarios.

Cámara de goteo

60 Gotas


Mililitros

100ml | 150ml

Presentación del producto

 **Caja**
10 unidades

 **Bulto**
100 unidades



Soluciones que dan Vida

Set de Transfusión de Sangre

Código/Referencia
TRANSAN01

Beneficios del producto

- 01 Seguridad Hemodinámica:** El filtro de 200 micras es el estándar clínico para prevenir complicaciones embólicas pulmonares derivadas de la microagregación celular.
- 02 Protección del Hemocomponente:** Superficies internas lisas y materiales biocompatibles que minimizan el daño mecánico a los glóbulos rojos (hemólisis) durante el trayecto.
- 03 Versatilidad de Uso:** Compatible con sistemas de infusión por gravedad y bombas de infusión diseñadas para equipos de PVC (previa validación de presión).
- 04 Apirogenicidad:** Garantía de un producto libre de pirógenos y látex, reduciendo el riesgo de reacciones febriles no hemolíticas.

Usos Clínicos

- 01 Transfusión de Glóbulos Rojos:** Restablecimiento de la capacidad de transporte de oxígeno en pacientes con anemia severa o hemorragia activa.
- 02 Administración de Plasma Fresco Congelado:** Corrección de deficiencias de factores de coagulación.
- 03 Transfusión de Plaquetas:** Manejo de trombocitopenia severa o disfunción plaquetaria.
- 04 Recuperación Postquirúrgica:** Reposición de volemia y componentes en cirugías mayores con pérdida hemática significativa.

Presentación del producto

 **Paquete**
20 unidades

 **Bulto**
500 unidades

Soluciones que dan Vida

Set de Infusión Macrogotero

Código/Referencia
SETMACRO01

Beneficios del producto

- 01 Bioseguridad:** Producto libre de látex (Latex-Free) y de DEHP, lo que reduce el riesgo de reacciones alérgicas y toxicidad en pacientes sensibles.
- 02 Transparencia Superior:** La claridad del tubo de PVC facilita la inspección de la línea para asegurar la ausencia de aire antes de la conexión al paciente.
- 03 Resistencia a Acodaduras:** Tubuladura diseñada para mantener a permeabilidad del flujo incluso si el paciente se mueve o el tubo se dobla ligeramente.
- 04 Garantía de Esterilidad:** Empacado individualmente en blister de grado médico que asegura la apirogenicidad y esterilidad del dispositivo hasta el momento de su uso.

Usos Clínicos

- 01 Hidratación Parenteral:** Reposición de líquidos y electrolitos en pacientes con deshidratación o ayuno prolongado.
- 02 Administración de Medicamentos:** Infusión de antibióticos, analgésicos y otros fármacos diluidos en soluciones de gran volumen.
- 03 Mantenimiento de Vía Permeable:** Uso en pacientes que requieren acceso venoso constante para emergencias.
- 04 Terapia de Soporte:** Utilizado en salas de urgencias, hospitalización general y quirófanos para el manejo hemodinámico básico.

Cámara de goteo

20 Gotas por ml

Presentación del producto



Paquete
25 unidades



Bulto
500 unidades

Soluciones que dan Vida

Set de infusión Microgotero

Código/Referencia
SETMICRO01

Beneficios del producto

- 01 Precisión en Dosificación:** Permite administrar volúmenes pequeños de fármacos potentes (vasoactivos, sedantes) con un margen de error mínimo.
- 02 Seguridad Neonatal y Pediátrica:** Es el dispositivo de elección para pacientes pediátricos, donde un exceso mínimo de volumen puede comprometer la función cardíaca o renal.
- 03 Prevención de Flebitis:** Al permitir flujos bajos y controlados, se reduce la irritación mecánica y química de la íntima venosa causada por infusiones rápidas de medicamentos irritantes.
- 04 Bioseguridad:** Producto libre de látex (Latex-Free) y de DEHP, lo que previene reacciones alérgicas y garantiza la compatibilidad con una amplia gama de fármacos oncológicos y críticos.

Usos Clínicos

- 01 Pediatría y Neonatología:** Hidratación y nutrición parenteral en lactantes y niños con requerimientos hídricos limitados.
- 02 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI):** Infusión de drogas inotrópicas, antiarrítmicos y otros medicamentos de "margen terapéutico estrecho".
- 03 Geriatria:** Manejo de pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca congestiva o fallo renal que requieren restricción de líquidos.
- 04 Oncología:** Administración de quimioterápicos que deben ser infundidos a velocidades muy lentas y constantes.

Cámara de goteo

60 Gotas por ml

Presentación del producto



Paquete
25 unidades



Bulto
500 unidades

Soluciones que dan Vida

Llave de Tres Vías con Adaptador

Código/Referencia
LLAVIAS01

Beneficios Clínicos

- 01 Versatilidad Terapéutica:** Facilita la terapia multi-infusión, permitiendo administrar medicamentos incompatibles de forma intermitente a través de un solo catéter.
- 02 Reducción de Riesgo de Infecciones:** Al minimizar la necesidad de desconectar y reconectar líneas, se reduce la exposición del sistema a patógenos ambientales.
- 03 Seguridad en la Conexión:** El adaptador Luer Lock giratorio garantiza un sellado hermético, eliminando fugas de fluidos biológicos o soluciones críticas.
- 04 Manejo Intuitivo:** La codificación visual del mando (disponible en azul para venoso) facilita la identificación rápida de la línea por parte del personal de enfermería.

Usos Clínicos

- 01 Unidades de Cuidados Críticos (UCI):** Administración simultánea de fármacos vasoactivos, sedantes y soluciones basales.
- 02 Anestesiología y Quirófano:** Inyección de bolos de inducción anestésica durante la infusión de mantenimiento.
- 03 Oncología:** Administración controlada de agentes citostáticos que requieren purga o lavado inmediato de la vía.
- 04 Emergencias:** Toma de muestras de sangre venosa y administración rápida de expansores de volumen.

Presentación del producto

 **Caja**
50 unidades

 **Bulto**
1.000 unidades



Soluciones que dan Vida

Regulador de Flujo con set de extensión

Código/Referencia
REGFLU01

Beneficios del producto

- 01 Precisión Superior al Macrogotero:** Elimina la variabilidad del goteo por gravedad, proporcionando una tasa de infusión más estable y segura para el paciente.
- 02 Optimización del Tiempo de Enfermería:** Reduce la necesidad de monitoreo constante y recálculo de gotas por minuto, simplificando la programación de la terapia.
- 03 Alternativa a la Bomba de Infusión:** Ideal para traslados extrahospitalarios, servicios de urgencias o áreas de hospitalización donde no se dispone de bombas electrónicas para cada paciente.
- 04 Seguridad del Paciente:** Minimiza los riesgos de flebitis química o sobrecarga hídrica al evitar flujos accidentales de alta velocidad.

Usos Clínicos

- 01 Quimioterapia Ambulatoria:** Infusión controlada de agentes citostáticos que requieren tiempos de administración específicos.
- 02 Terapia de Hidratación en Geriatría:** Manejo de líquidos en pacientes con insuficiencia cardíaca donde el volumen por hora debe ser exacto.
- 03 Administración de Antibióticos:** Infusión de fármacos que requieren una dilución y tiempo de paso constante para mantener niveles plasmáticos óptimos.
- 04 Traslado de Pacientes:** Mantenimiento de vías permeables y flujos de soporte durante el transporte en ambulancia o entre servicios hospitalarios.

Presentación del producto

 **Paquete**
25 unidades

 **Bulto**
500 unidades

Soluciones que dan Vida

Tubo de Extensión K-50

Código/Referencia
TUBEXT01

Beneficios del producto

- 01 Seguridad del Acceso Vascular:** Actúa como un amortiguador de movimiento, evitando que los tirones directos del equipo de infusión principal lesionen la vena o desplacen el catéter.
- 02 Comodidad del Paciente:** Proporciona un radio de movimiento adicional, permitiendo cambios posturales en la cama o traslados cortos sin comprometer la integridad de la vía.
- 03 Versatilidad Terapéutica:** Facilita la conexión de múltiples dispositivos (como llaves de paso o filtros) a una distancia segura del sitio de punción, manteniendo un campo de trabajo más organizado para el personal de enfermería.
- 04 Reducción de Desperdicio Farmacológico:** Al tener un trayecto de purga corto, se asegura que la mayor parte del medicamento llegue al torrente sanguíneo con rapidez.


Usos Clínicos

- 01 Pediatría y Neonatología:** Extensión de líneas de infusión donde se manejan volúmenes muy pequeños y se requiere máxima ligereza en el catéter.
- 02 Cuidados Intensivos (UCI):** Conexión de bombas de jeringa para la administración de sedación o inotrópicos.
- 03 Anestesiología y Quirófano:** Prolongación de la vía venosa para que el anestesiólogo pueda administrar fármacos a distancia del campo quirúrgico.
- 04 Radiología Intervencionista:** Conexión de medios de contraste o fluidos durante procedimientos de diagnóstico por imagen.

Presentación del producto

 **Caja**
50 unidades

 **Bulto**
1.000 unidades



Sondas

Una línea especializada de sondas que combina flexibilidad estructural con un rigor técnico superior, garantizando una respuesta clínica óptima en cada fase del tratamiento.



Soluciones que dan Vida

Sondas de Alimentación

Código/Referencia
SONALIMI01

Beneficios del producto

- 01 Seguridad en el Paciente Crítico:** La radiopacidad total previene errores de administración broncopulmonar al permitir la confirmación radiológica estándar.
- 02 Versatilidad Pediátrica y Adulta:** La disponibilidad de calibres ultra-delgados (Fr 5) permite el soporte nutricional en neonatos y lactantes con máxima seguridad.
- 03 Prevención de Obstrucciones:** El diseño de los orificios laterales facilita el paso de fórmulas nutricionales y medicamentos triturados sin colapsar la sonda.
- 04 Hipoalérgénico:** Producto libre de látex, lo que elimina el riesgo de reacciones de hipersensibilidad durante el uso prolongado.

Usos Clínicos

- 01 Soporte Nutricional Neonatal (Fr 5):** Alimentación de prematuros o recién nacidos con succión débil o inmadurez neurológica.
- 02 Nutrición Enteral a Corto Plazo:** Administración de dietas poliméricas en pacientes con trastornos de la conciencia, ACV o neoplasias de cabeza y cuello.
- 03 Administración de Medicamentos:** Vía de acceso para farmacoterapia en pacientes imposibilitados para la ingesta oral.
- 04 Lavado Gástrico y Aspiración (Fr 12):** Extracción de contenido gástrico en casos de intoxicación o descompresión gástrica leve.

Presentación del producto

Fr5	 Caja 80 unidades	 Bulto 1.280 unidades
Fr8	 Caja 80 unidades	 Bulto 1.280 unidades
Fr14	 Caja 40 unidades	 Bulto 640 unidades

Soluciones que dan Vida

Sondas Foley de Dos Vías

Código/Referencia
SONFOLE01

Beneficios del producto

- 01 Biocompatibilidad Mejorada:** El recubrimiento de silicona reduce el riesgo de uretritis química y reacciones alérgicas superficiales asociadas al látex estándar.
- 02 Seguridad en la Permanencia:** El balón de alta resistencia previene la expulsión accidental, permitiendo un manejo seguro del paciente durante periodos de **hasta 30 días** (según criterio médico).
- 03 Versatilidad de Calibres:** La gama desde **Fr 14 hasta Fr 20** permite la adaptación a la anatomía uretral masculina y femenina, así como el manejo de diferentes densidades de sedimento urinario.
- 04 Esterilidad Garantizada:** Empaque individual en sistema Peel-Open que asegura la apirogenicidad y protege el dispositivo hasta el momento del procedimiento.

Usos Clínicos

- 01 Retención Urinaria Aguda o Crónica:** Alivio de la distensión vesical en pacientes con obstrucción infravesical (ej. hiperplasia prostática).
- 02 Monitoreo de Diuresis:** Control estricto del gasto urinario en pacientes críticos o sometidos a cirugías mayores.
- 03 Postoperatorio Urológico:** Mantenimiento de la permeabilidad uretral y drenaje de coágulos post-cirugía vesical o prostática.
- 04 Incontinencia Urinaria Severa:** Manejo paliativo en pacientes con lesiones cutáneas (escaras) agravadas por la humedad.

Medidas

Fr14

Fr16

Fr18

Fr20

Presentación del producto

 Caja
10 unidades

 Bulto
500 unidades

Soluciones que dan Vida

Sondas Nelatón

Código/Referencia
SONDNELO1

Beneficios del producto

- 01 Seguridad en Procedimientos Rápidos:** Al no poseer balón, elimina el riesgo de lesiones por inflado accidental en la uretra.
- 02 Higiene y Control de Infecciones:** Al ser un dispositivo de un solo uso (desechable), reduce significativamente el riesgo de infecciones urinarias asociadas al cateterismo (IUAC).
- 03 Versatilidad de Aplicación:** Su diseño permite su uso no solo en urología, sino también en servicios de urgencias para aspiración de secreciones orofaríngeas o gástricas en calibres específicos.
- 04 Trauma Mínimo:** La suavidad de los orificios laterales previene el "efecto ventosa" sobre la pared de la vejiga durante el drenaje final.

Usos Clínicos

- 01 Vaciado Vesical Intermitente:** Manejo de pacientes con vejiga neurogénica o retención urinaria que requieren drenaje varias veces al día.
- 02 Toma de Muestra Estéril:** Obtención de orina directamente de la vejiga para urocultivos, evitando la contaminación de la flora uretral externa.
- 03 Medición de Residuo Post-miccional:** Evaluación precisa de la cantidad de orina que permanece en la vejiga tras la micción espontánea.
- 04 Aspiración de Secreciones:** En situaciones de emergencia, puede utilizarse para limpiar las vías respiratorias superiores de moco, sangre o vómito.
- 04 Instilación de Medicamentos:** Administración de fármacos directamente en la cavidad vesical (terapias intravesicales).

Presentación del producto

Fr8	 Caja 80 unidades	 Bulto 800 unidades		
Fr10	Fr12	 Caja 60 unidades	 Bulto 600 unidades	
Fr14	Fr16	Fr18	 Caja 50 unidades	 Bulto 500 unidades

Soluciones que dan Vida

Sondas de Succión

Código/Referencia
SONSUC01

Beneficios del producto

- 01 Optimización del Intercambio Gaseoso:** La eliminación eficaz de secreciones previene la formación de tapones de moco y atelectasias, mejorando la oxigenación del paciente.
- 02 Prevención de Neumonía Nosocomial:** Reduce la carga bacteriana en las vías aéreas al evacuar fluidos acumulados que sirven como medio de cultivo.
- 03 Seguridad en la Inserción:** El diseño de la punta y los ojos laterales protege la integridad de los cilios y la mucosa traqueal durante maniobras de succión vigorosas.
- 04 Compatibilidad Universal:** El conector, codificado por colores asegura una unión hermética con cualquier unidad de vacío o frasco recolector estándar.

Usos Clínicos

- 01 Aspiración Endotraqueal:** Limpieza del árbol bronquial en pacientes conectados a ventilación mecánica a través de tubos orotraqueales o cánulas de traqueostomía.
- 02 Aspiración Nasofaríngea y Orofaringea:** Eliminación de saliva, vómito o sangre en pacientes con reflejo de tos disminuido o estado de inconsciencia.
- 03 Higiene Bronquial en Fibrosis Quística:** Asistencia en la movilización de secreciones espesas en pacientes crónicos.
- 04 Cuidados Postoperatorios:** Prevención de complicaciones respiratorias tras cirugías mayores de tórax o abdomen.

Presentación del producto

Fr8	 Caja 80 unidades	 Bulto 800 unidades	
Fr12	 Caja 60 unidades	 Bulto 600 unidades	
Fr14	Fr16	 Caja 50 unidades	 Bulto 500 unidades

Suministros Médicos



Suministros esenciales de alta rotación diseñados para garantizar la continuidad operativa de su centro de salud, asegurando que cada procedimiento cuente con el respaldo de materiales certificados y de alta calidad.



Soluciones que dan Vida

Agujas Hipodérmicas

Código/Referencia
AGUHIPO01

Beneficios del producto

- 01 Reducción del Dolor:** La combinación del biselado de precisión y la lubricación silicónica asegura una inserción casi indolora, aumentando el confort del paciente.
- 02 Seguridad y Asepsia:** Producto libre de pirógenos, látex y DEHP, minimizando riesgos de reacciones alérgicas o inflamatorias.
- 03 Versatilidad de Calibres:** Una amplia gama de medidas que permite cubrir desde administraciones intradérmicas delicadas hasta extracciones venosas de alto flujo.
- 04 Fiabilidad Estructural:** Unión firme entre la cánula y el conector que soporta presiones de inyección manual sin riesgo de desprendimiento.

Usos Clínicos

- 01 Administración de Medicamentos:** Inyecciones por vía intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa.
- 02 Vacunación:** Inmunización masiva en pacientes de todas las edades gracias a la variedad de longitudes.
- 03 Toma de Muestras:** Extracción de sangre venosa o arterial para análisis de laboratorio.
- 04 Procedimientos Estéticos:** Aplicación de toxina botulínica o rellenos en calibres ultra-finos (30G-31G).
- 05 Aspiración de Fluidos:** Recolección de líquidos en quistes o derrames articulares menores.

Calibres

18G x 1 1/2' 18G x 1 21G x 1 23G x 1 25G x 5/8' 30G x 1/2'

Presentación del producto



Caja
100 unidades



Bulto
10.000 unidades

Soluciones que dan Vida

Electrodo ECG

Código/Referencia
ELECECG01

Beneficios del producto

- 01 Trazado de Alta Claridad:** La baja impedancia del sensor permite obtener ondas P, complejos QRS y ondas T nítidas, facilitando un diagnóstico cardiológico preciso.
- 02 Estabilidad en Pruebas de Esfuerzo:** Su excelente adhesión previene el desprendimiento causado por el movimiento del paciente o la transpiración excesiva.
- 03 Seguridad del Paciente:** Producto libre de látex (Latex-Free) y componentes irritantes, reduciendo significativamente el riesgo de dermatitis de contacto.
- 04 Eficiencia Operativa:** El diseño de fácil desprendimiento permite una colocación y retiro ágil por parte del personal de enfermería o técnicos de ECG.

Usos Clínicos

- 01 Electrocardiografía de Reposo:** Realización de ECG diagnósticos estándar de 12 derivaciones.
- 02 Monitorización Continua:** Seguimiento del ritmo cardíaco en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), quirófanos y salas de recuperación.
- 03 Pruebas de Esfuerzo (Ergometría):** Captación de señal durante actividad física controlada.
- 04 Sistemas Holter:** Registro de la actividad eléctrica cardíaca por periodos de 24 a 72 horas.
- 05 Servicios de Emergencias:** Evaluación rápida de pacientes con dolor torácico o arritmias sospechosas.



ADULTO

Medida

43x45mm

Presentación del producto



Paquete
50 unidades



Bulto
2.000 unidades

Soluciones que dan Vida

Bolsa de Colostomía

Beneficios Clínicos

- 01 Integridad Cutánea:** El hidrocoloide de grado médico previene la dermatitis periestomal al mantener un pH equilibrado y una barrera física contra las enzimas digestivas.
- 02 Discreción y Confort:** El perfil bajo de la bolsa y su material silencioso permiten que el dispositivo pase inadvertido bajo la ropa, favoreciendo la reintegración social del paciente.
- 03 Seguridad Antifugas:** El sellado perimetral reforzado minimiza el riesgo de filtraciones accidentales, brindando tranquilidad durante la actividad física o el descanso.
- 04 Fácil Manejo:** Diseñada para que el propio paciente pueda realizar el cambio y vaciado de forma independiente, promoviendo el autocuidado.

Usos Clínicos

- 01 Colostomía:** Recolección de heces formadas o semiformadas tras una derivación del colon (permanente o temporal).
- 02 Ileostomía:** Manejo de efluentes líquidos y enzimáticos provenientes del íleon (requiere vaciado más frecuente).
- 03 Postoperatorio Inmediato:** Monitoreo de la viabilidad del estoma y la función intestinal tras cirugías colorrectales.
- 04 Manejo de Fístulas:** Recolección de drenajes de fístulas enterocutáneas de bajo flujo.

Código/Referencia
BOLCOL01

Presentación del producto



Caja
20 unidades



Bulto
400 unidades



Soluciones que dan Vida

Bolsa Recolectora de orina

Código/Referencia
BOLRECP01

Beneficios del producto

- 01 Recolección No Invasiva:** Elimina la necesidad de cateterismo vesical (sondaje) para la obtención de muestras simples, reduciendo el estrés del paciente pediátrico y el riesgo de infecciones iatrogénicas.
- 02 Seguridad Cutánea:** El adhesivo de alta tecnología protege la barrera cutánea del bebé, siendo apto incluso para pieles sensibles o prematuros.
- 03 Prevención de Contaminación:** El sellado perimetral del adhesivo actúa como barrera contra la materia fecal y secreciones externas, preservando la pureza de la muestra urinaria.
- 04 Facilidad de Uso:** Diseño intuitivo que permite al personal de enfermería o a los padres realizar la colocación de forma rápida y efectiva.



PEDIÁTRICA

Capacidad

100ml

Usos Clínicos

- 01 Tamizaje de Infecciones Urinarias (ITU):** Recolección de muestras para parcial de orina y recuento de colonias en lactantes febriles sin foco evidente.
- 02 Monitoreo Metabólico:** Obtención de orina para pruebas de detección de errores innatos del metabolismo o glucosuria.
- 03 Evaluación de la Función Renal:** Medición del gasto urinario puntual en pacientes pediátricos en observación.
- 04 Estudios de Laboratorio:** Recolección para densitometría urinaria y niveles de electrolitos en orina.

Presentación del producto



Paquete
100 unidades



Bulto
2.500 unidades

Soluciones que dan Vida

Bolsa Recolectora de orina

Código/Referencia
BOLRECOA01

Beneficios del producto

- 01 Prevención de Infecciones (IAAS):** El circuito cerrado y la válvula antirreflujo actúan como una barrera física contra la colonización bacteriana del tracto urinario.
- 02 Monitoreo Hemodinámico:** Facilita el control estricto del balance hídrico, fundamental en pacientes críticos, renales o postquirúrgicos.
- 03 Durabilidad y Seguridad:** Las costuras selladas por alta frecuencia previenen fugas de fluidos biológicos, protegiendo tanto al paciente como al personal sanitario.
- 04 Comodidad Operativa:** El diseño ergonómico de la válvula de vaciado reduce el tiempo de manipulación y mejora los protocolos de higiene hospitalaria.

Usos Clínicos

- 01 Drenaje Vesical Permanente:** Pacientes con sondas Foley de larga estancia por retención urinaria o incontinencia obstructiva.
- 02 Cuidados Postoperatorios:** Recolección de orina tras cirugías urológicas, ginecológicas o abdominales mayores.
- 03 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI):** Medición horaria del gasto urinario para evaluar la función renal y el estado de choque.
- 04 Pacientes con Movilidad Limitada:** Facilitación de la eliminación urinaria en pacientes encamados o en silla de ruedas.

Presentación del producto



Paquete
10 unidades



Bulto
250 unidades



ADULTO

Capacidad

2.000ml



Soluciones que dan Vida

Jeringas Descartables

Beneficios Clínicos

- 01 Dosificación Exacta:** La nitidez de la graduación y el ajuste del pistón aseguran que el volumen administrado corresponda estrictamente a la prescripción médica.
- 02 Bioseguridad:** Producto libre de látex (Latex-Free) y DEHP, eliminando el riesgo de reacciones alérgicas o toxicidad por lixiviación.
- 03 Versatilidad de Uso:** La variedad de capacidades permite desde la administración de vacunas hasta la reconstitución de fármacos liofilizados en grandes volúmenes.
- 04 Esterilidad Certificada:** Cada unidad se entrega en empaque individual tipo blister (papel grado médico/filme plástico) que garantiza la apirogenicidad y esterilidad.

Usos Clínicos

- 01 Administración Parenteral:** Inyecciones intramusculares, subcutáneas, intravenosas e intradérmicas de fármacos.
- 02 Reconstitución de Fármacos:** Aspiración de diluyentes y mezcla de medicamentos en polvo para su posterior aplicación.
- 03 Toma de Muestras Biológicas:** Aspiración de sangre venosa o arterial y otros fluidos corporales para análisis clínico.
- 04 Manejo de Vías Venosas:** Lavado y permeabilización de catéteres periféricos o centrales con solución salina.
- 05 Procedimientos Especializados:** Aspiración con aguja fina (BAAF) y recolección de exudados.

Código/Referencia
JERINDES01

Aguja
21G x 1 1/2'
Color: Verde

Presentación del producto

3ml	Caja 100 unidades	Bulto 3.000 unidades
5ml	Caja 100 unidades	Bulto 2.400 unidades
10ml	Caja 100 unidades	Bulto 1.600 unidades
20ml	Caja 50 unidades	Bulto 900 unidades



Soluciones que dan Vida

Jeringas de Insulina

Código/Referencia
JERINSU01

Beneficios del producto

- 01 Precisión en Micro-dosis:** Ideal para pacientes pediátricos o adultos con alta sensibilidad a la insulina que requieren dosis fraccionadas menores a 10 UI.
- 02 Confort del Paciente:** El uso de calibres ultra-delgados (29G a 31G) reduce significativamente el dolor de la punción diaria, favoreciendo la continuidad del tratamiento.
- 03 Seguridad Farmacológica:** Materiales biocompatibles que no interactúan con los diferentes tipos de insulina (rápida, intermedia o análogos).
- 04 Versatilidad de Aplicación:** Disponibilidad de agujas cortas para minimizar el riesgo de inyección intramuscular accidental.

Presentación del producto

0.3ml	Caja 100 unidades	Bulto 3.000 unidades	0.5ml	Caja 100 unidades	Bulto 3.000 unidades	1ml	Caja 100 unidades	Bulto 3.600 unidades
Aguja 31G x 5/6'	Tapa Naranja		Aguja 30G x 1/2'	Tapa Naranja		Luer Slip - Aguja 27G x 1/2'	Color Gris	

Usos Clínicos

- 01 Tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 1 y 2:** Administración subcutánea diaria de regímenes de insulina basal y bolos.
- 02 Pruebas de Tuberculina (PPD):** El modelo de 1ml es ampliamente utilizado para pruebas intradérmicas debido a su graduación precisa.
- 03 Medicina Estética (Mesoterapia):** Aplicación de toxina botulínica y otros principios activos en micro-dosis.
- 04 Neonatología:** Administración de medicamentos críticos que requieren volúmenes extremadamente bajos (menores a 0.5 ml).



Soluciones que dan Vida

Jeringas de 60ml

Código/Referencia
JERDES6001

Beneficios del producto

- 01 Seguridad en el Manejo de Fluidos:** El material libre de látex y DEHP garantiza la biocompatibilidad, eliminando riesgos de reacciones alérgicas o lixiviación de químicos hacia el paciente.
- 02 Versatilidad de Aplicación:** Capaz de cumplir funciones tanto en administración parenteral como en soporte nutricional y lavados cavitarios.
- 03 Ergonomía de Control:** El diseño de las aletas de sujeción (apoyo para los dedos) es amplio y robusto, permitiendo un control firme durante la aspiración de sustancias viscosas o densas.
- 04 Esterilidad de Grado Quirúrgico:** Empaque individual en blister (papel grado médico y película plástica) que mantiene la apirogenicidad del producto hasta el momento de su uso.

Tipo de jeringas
Luer Lock y Tipo Tommy
Sin Aguja

Usos Clínicos

- 01 Alimentación Enteral:** Administración de fórmulas nutricionales y medicamentos a través de sondas nasogástricas o de gastrostomía.
- 02 Lavados y Aspiración:** Irrigación de heridas quirúrgicas, cavidades corporales o lavado de sondas vesicales y gástricas.
- 03 Administración de Medicación Crítica:** Uso en bombas de infusión de jeringa para la entrega controlada de fármacos vasoactivos o sedantes (específicamente el modelo Luer Lock).
- 04 Toma de Muestras:** Aspiración de grandes volúmenes de fluidos biológicos (ascítico, pleural o sinovial) para análisis de laboratorio.

Presentación del producto

Caja 25 unidades	Bulto 400 unidades
------------------	--------------------

Soluciones que dan Vida

Tubos de Extracción Sanguínea

Código/Referencia
MULECAN01

Beneficios Clínicos

- 01 Precisión Analítica:** La dosificación exacta del aditivo previene la dilución inadecuada o la coagulación parcial de la muestra, asegurando resultados confiables.
- 02 Seguridad Biológica:** El sistema cerrado de vacío reduce significativamente el riesgo de exposición a patógenos de transmisión hemática (VIH, Hepatitis B y C) para el flebotomista.
- 03 Eficiencia en el Flujo de Trabajo:** La codificación de colores estandarizada (ISO 6710) permite una clasificación rápida y reduce errores humanos en la fase pre-analítica.
- 04 Compatibilidad Universal:** Dimensiones estándar (13 x 75mm o 13 x 100mm) compatibles con la mayoría de las gradillas y centrifugas de laboratorio clínico.

Presentación del producto



Gradilla
100 unidades



Bulto
1.200 unidades



Tapa Azul (Citrato de Sodio al 3.2%)

Especificaciones del producto

- 01 Aditivo:** Citrato de Sodio tamponado (0.109 mol/l).
- 02 Mecanismo:** Quelante de calcio reversible que mantiene la sangre en estado líquido para pruebas de funcionalidad.
- 03 Relación de Mezcla:** 1 parte de anticoagulante por 9 partes de sangre.
- 04 Usos Clínicos:** Pruebas de coagulación (PT, PTT, Fibrinógeno, Tiempo de Trombina, Dímero D).
- 05 Inversiones Recomendadas:** 3 a 4 veces suavemente.



Tapa Morada (EDTA K₂)

Especificaciones del producto


- 01 Aditivo:** Ácido Etilendiaminetetraacético (EDTA Dipotásico o Tripotásico).
- 02 Mecanismo:** Quelante de calcio irreversible que preserva la morfología celular y evita la agregación plaquetaria.
- 03 Usos Clínicos:** Hematología completa (Hemograma), recuento de reticulocitos, frotis sanguíneo, hemoglobina glicosilada (HbA1c) y tipificación sanguínea.
- 04 Inversiones Recomendadas:** 8 a 10 veces.



Tapa Roja (Libre de Aditivos)

Especificaciones del producto

- 01 Mecanismo:** Acelera la formación del coágulo para la obtención rápida de suero libre de fibrina.
- 02 Tiempo de Coagulación:** 30 a 60 minutos a temperatura ambiente.
- 03 Usos Clínicos:** Química clínica, serología, inmunología, marcadores tumorales y pruebas de banco de sangre.
- 04 Inversiones Recomendadas:** 5 a 8 veces.



Soluciones que dan Vida

Obturador Amarillo

Beneficios del producto

- 01 Mantenimiento de la Permeabilidad:** Facilita la técnica de "sellado de heparina" o lavado con solución salina, evitando la formación de trombos en la punta del catéter.
- 02 Reducción de Infecciones (IAAS):** Al mantener el sistema cerrado, actúa como una barrera contra la entrada de microorganismos al torrente sanguíneo.
- 03 Comodidad del Paciente:** Permite que el paciente tenga mayor movilidad al no requerir una línea de infusión conectada permanentemente.
- 04 Versatilidad Terapéutica:** Ideal para tratamientos ambulatorios o de hospitalización donde la medicación se administra en bolos o intervalos específicos.

Usos Clínicos


- 01 Accesos Venosos Periféricos:** Sellado de catéteres (jelcos) para administración intermitente de antibióticos, analgésicos o hidratación.
- 02 Catéteres Centrales:** Protección de los lúmenes de catéteres venosos centrales (CVC) que no están en uso continuo.
- 03 Toma de Muestras:** Punto de acceso rápido para la extracción de sangre en laboratorios de urgencias.
- 04 Uso en Emergencias:** Permite mantener una vía permeable lista para uso inmediato en pacientes inestables.

Código/Referencia
OBTUAMA01

Presentación del producto

 **Caja**
100 unidades

 **Bulto**
5.000 unidades



Soluciones que dan Vida

Sistema de Drenaje de Heridas

Beneficios del producto

- 01 Reducción de Complicaciones:** Evita la acumulación de fluidos que pueden comprimir estructuras adyacentes o servir como medio de cultivo para patógenos.
- 02 Promoción de la Cicatrización:** La succión negativa ayuda a eliminar el "espacio muerto" entre los tejidos, favoreciendo una unión tisular más rápida y firme.
- 03 Monitoreo Hemodinámico Local:** Permite al equipo quirúrgico detectar de forma temprana hemorragias postoperatorias mediante la observación del volumen y las características del fluido drenado.
- 04 Bioseguridad:** El diseño de circuito cerrado protege tanto al paciente como al personal de salud de la exposición a fluidos biológicos potencialmente infecciosos.

Medidas	Fr10 - 1/8	Fr18 - 1/4
Capacidad	400ml	

Código/Referencia
SISDREHE01

Usos Clínicos

- 01 Cirugía Ortopédica:** Especialmente en reemplazos totales de cadera y rodilla donde el sangrado óseo es persistente.
- 02 Cirugía Plástica y Reconstructiva:** En procedimientos como abdominoplastias, mamoplastias y colgajos, para prevenir seromas.
- 03 Cirugía General y Oncológica:** Mastectomías, disecciones axilares y procedimientos abdominales extensos.
- 04 Cirugía de Columna:** Prevención de hematomas epidurales que podrían comprometer la función neurológica.

Presentación del producto

 **Pack**
1 unidad

 **Bulto**
20 unidades

Soluciones que dan Vida

Suturas Quirúrgicas

Código/Referencia
SUTUQUI01

Beneficios del producto

- 01 Aguja de Alta Performance:** Punta con afilado de precisión que mantiene su capacidad de penetración tras múltiples pasadas.
- 02 Seguridad del Nudo:** Coeficiente de fricción optimizado para permitir el descenso del nudo y su fijación sin riesgo de deslizamiento.
- 03 Empaque de Grado Médico:** Doble sobre que garantiza la esterilidad y facilita la transferencia al campo quirúrgico sin memoria excesiva de la hebra.

Presentación del producto

 **Caja**
12 unidades

 **Bulto**
600 unidades

Usos Clínicos

Poliglactina 910 - Absorbible

Usos: Aproximación de tejidos blandos, ligaduras, cirugía gastrointestinal, urología y ginecología.

Catgut Crómico - Absorbible

Usos: Planos profundos que requieren absorción rápida, cierre de mucosa, cirugía general y ginecología.

Nylon - No Absorbible

Usos: Cierre de piel (cirugía plástica y general), microcirugía, oftalmología y cirugía cardiovascular.

Seda - No Absorbible

Usos: Ligadura de vasos, cirugía oral, neurocirugía y fijación de dispositivos (drenajes).



 Síguenos en instagram: [Valemedic.official](https://www.instagram.com/Valemedic.official) | [rrequiposmedicos](https://www.instagram.com/rrequiposmedicos)

BARQUISIMETO • VENEZUELA